

Ivoclar Vivadent Programm Tabelle		Werte in °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	t _f	[hh:mm:ss]	IRT-t*	
															Bereitsch. temp. [°C]
Wertebereiche für alle Programme		MIN	MAX	100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
Materialgruppe		P.Nr.		700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
IPS e.max CAD Maltechnik	181	Kristallisation LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	aus	aus	00:00	Kristallisationsmodus
	182	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	183	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	184	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	185	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	186	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	187	Crystallization MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	aus	aus	00:00	Kristallisationsmodus
IPS e.max CAD Schichttechnik	201	Crystallization MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	aus	aus	00:00	Kristallisationsmodus
	202	Kristallisation LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	aus	aus	00:00	Kristallisationsmodus
	203	Washbrand (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	204	Washbrand Charakterisierung	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	205	1./2. Dentin / Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	206	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	207	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	208	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	209	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	210	Add-On + Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	211	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	212	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
IPS InLine PoM	221	1./2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	222	1./2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	223	Touch Up-Brand	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	224	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	225	Malfarbenbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	226	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	227	Glanzbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	228	Add-On nach Glanzbrand 690°C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	IPS InLine One	241	1./2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	aus	aus	aus	00:00
242		1./2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
243		1. Dentical-Brand	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
244		2. Dentical-Brand	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
245		Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
246		Malfarbenbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
247		Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
248		Glanzbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
249		Add-On nach Glanzbrand 690°C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
IPS d.SIGN		261	1. Opaquerbrand Wash	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	aus	aus	aus	00:00
	262	2. Opaquerbrand	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	263	1./2. Margin-Brand	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	264	1./2. Dentin-/Incisal-Brand	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	265	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	266	Malfarbenbrand d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	267	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	268	Glanzbrand d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	269	Glanzbrand ohne Glasur	m.V.	403	04:00	60	870	01:00	450	869	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	270	Margin Add-On-Brand	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	271	Add-On Mix 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
272	Add-On-Brand	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus	
IPS e.max ZirCAD Schichttechnik	281	ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	282	1./2. Margin Brand	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	283	Washbrand Charakterisierung	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	284	1./2. Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	aus	aus	aus	00:00	Normalmodus
	285	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
	286	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
	287	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
	288	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
	289	Add-On + Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
	290	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	aus	aus	00:00	Normalmodus
291	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	aus	aus	00:00	Normalmodus	
292	Regenerierungsbrand	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	aus	aus	750	25	aus	00:00	aus	

Informationen zu den individuellen Programmen finden Sie im Kapitel 5.3 der Bedienungsanleitung.

P.Nr. 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202: die Programme wurden eigens für die neuen Programmat Öfen entwickelt und sind mit Geräten älterer Generationen nicht kompatibel.
Mit (*) gekennzeichnete Parameter sind nur in Geräten mit Programmat Infrarot Technologie verfügbar.

m.V. = mit Vakuum
o.V. = ohne Vakuum

