

Programat P700 & P700/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V6.0 04.04.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126)- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84)	Aktuell , ausgelieferte Version
V5.0 01.05.2010	Software optimiert und neue Features: <ul style="list-style-type: none">- Brennparameter in den Ivoclar Vivadent Programmen wurden geändert- Farbige Brennkurvenanzeige	Nicht mehr erhältlich!
V4.1 01.12.2009	Software optimiert und neue Features: Verbesserte Sprachausgabe und optimierte Restzeitanzeige	Nicht mehr erhältlich!
V4.0 25.08.2009	Neue Software P700/G2: Software optimiert und neue Features: <ul style="list-style-type: none">- Power Saving Technology- CSP: Cooling Shock Protection- Sprachausgabe in 12 Sprachen- Neue Icons und optimierte Benutzeroberfläche- und vieles mehr!	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 15.11.2007	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none">- Aktualisierte Ivoclar Standard Brennprogramme P1-P120- Neu integrierte Sprachen: chinesisch. simpl. , chinesisch. trad., schwedisch, russisch, polnisch, türkisch	Nicht mehr erhältlich!
V1.04 03.09.2007	Software optimiert und neue Funktionen Erweiterte USB Memory-Stick Erkennung	Nicht mehr erhältlich!

V1.03 04.06.2007	Software optimiert	Nicht mehr erhältlich!
V1.02 01.06.2007	Neue Funktion Verbesserte Öffnungs- und Schliessbewegung mit Sanftanlauffunktion	Nicht mehr erhältlich!
V1.01 22.05.2007	Neue Funktion Brennprogramm-Protokollierung mit SW-Version Information	Nicht mehr erhältlich!
V1.00 14.05.2007	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Stand: 08.05.2011