

# Programmat EP 3000 & EP 3000/G2

## Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

| Version                   | Änderung gegenüber Vorgänger-Version   | Status                                 |
|---------------------------|--|--|
| <b>V6.3</b><br>07.02.2012 | <b>Software optimiert</b><br>Optimierte Temperaturkalibration in Verbindung mit dem ATK2-Temperaturkontrollset   | <b>Aktuell</b> , ausgelieferte Version |
| <b>V6.1</b><br>06.07.2011 | <b>Software optimiert</b><br>Optimierte Programmauswahl für individuelle Pressprogrammen   | <b>Nicht</b> mehr erhältlich!          |
| <b>V6.0</b><br>04.04.2011 | <b>Neue Software EP 3000/G2: Software optimiert und neue Features:</b><br><br>Im Vergleich zum Vorgängermodell Programmat EP 3000 wurden folgende Funktionen integriert: <ul style="list-style-type: none"><li>- Power Saving Technology</li><li>- TSP: Thermo Shock Protection</li><li>- Neue Programmstruktur (130 Ivoclar Vivadent Programme, 300 individuelle Programme</li><li>- Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max Press Multi Rohlinge</li><li>- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126)</li><li>- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84)</li></ul> | <b>Nicht</b> mehr erhältlich!          |
| <b>V5.0</b><br>01.05.2010 | <b>Software optimiert</b><br>Ivoclar Vivadent Brennparameter wurden geändert   | <b>Nicht</b> mehr erhältlich!          |
| <b>V1.3</b><br>19.05.09   | <b>Software optimiert</b><br>- Pressparameter für IPS e.max Press HT für IPS Muffelsystem 100g und 200g wurden integriert  | <b>Nicht</b> mehr erhältlich!          |

|                           |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| <b>V1.2</b><br>12.12.08   | <b>Software optimiert</b><br>- Optimierte Einstellung des Crack Detection System (CDS) für 300 g. Pressmuffel im Programm „IPS InLine PoM - 300g“ | <b>Nicht</b> mehr erhältlich! |
| <b>V1.1</b><br>14.10.2008 | <b>Neue Funktionen</b><br>- Auswahloption für 300 g. Pressmuffel wurde integriert<br>- Parameter für die 300 g. Pressmuffel wurden integriert     | <b>Nicht</b> mehr erhältlich! |
| <b>V1.0</b><br>1.7.2008   | <b>Grundversion</b>   | <b>Nicht</b> mehr erhältlich! |

Stand: 07.02.2012