

Programat CS

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V2.10 14.11.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">- Programmschreibschutz angepasst:<ul style="list-style-type: none">o Programm 1, 3, 5, 7 → Schreibschutz aktivo Programm 2, 4, 6 → Schreibschutz inaktiv- Optimierte Datensicherung via PrograBase 2	Aktuell , ausgelieferte Version
V2.00 04.04.2011	Neue Programme <ul style="list-style-type: none">- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 5 & 6)- Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max CAD Impulse (Programm 7)	Nicht mehr erhältlich!
V1.06 21.06.2009	Software optimiert Optimierte Programmanzeige für Programm 3.	Nicht mehr erhältlich!
V1.05 24.04.2009	Software optimiert Die Software wurde mit dem neuen Programm 3: „Speed Kristallisations-/Glanzprogramm für IPS e.max CAD“ ergänzt. Zudem wurden die Parameter für P1 und P2 optimiert.	Nicht mehr erhältlich!
V1.04 18.12.2007	Software optimiert Sanfte Ofenkopf-Bewegung (diese Funktion ist jedoch nur aktiv bei Geräten mit einer Seriennummer von 500514 – 599999 und von 600599 – 699999)	Nicht mehr erhältlich!

V1.03 14.05.2007	Software optimiert Anpassung der Parameter im Programm P2 (neu T 840 °C, V ₂ 839 °C)	Nicht mehr erhältlich!
V1.02 20.03.2007	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Stand: 14.11.2011