

# PrograBase X10

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®-Ofen



Steuern | Verwalten | Protokollieren | Herunterladen

# PrograBase X10

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®-Ofen

Mit der neusten Generation der Programat-Computersoftware stehen Ihnen jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung.



## Steuern

Steuern Sie Programat direkt von Ihrem Computer aus. Auf dem Bildschirm werden relevante Informationen wie Programmnummer, Brennstatus und aktuelle Brenntemperatur angezeigt. Mit dieser Option kann der Programat über den PC/Laptop fernbedient und getestet werden.



## Verwalten

Verwalten Sie Ihre Programme bequem über Ihren Computer. Anschliessend lassen sich die gewonnenen Daten auf dem Brennofen und/oder auf Ihrem Computer abspeichern. Sie können die Brenn- oder Sinterprogramme nach Ihren Wünschen verändern, neue Programme erstellen und bestehende Daten von einem Brennofen auf den anderen kopieren. Auch Bilder können einfach und übersichtlich verwaltet und übertragen werden.



## Protokollieren

Protokollieren Sie die durchgeführten Brände mit Hilfe von PrograBase X10. Die protokollierten Brände können mit verschiedenen zusätzlichen Informationen, wie z. B. Patienteninformationen, Auftragsnummer oder Materialinformationen, versehen werden. Sie können die Protokolle speichern, als PDF-Datei exportieren oder auf Wunsch ausdrucken.



## Herunterladen

Ein Klick verbindet PrograBase X10 mit [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com). Hier können Sie neuste Gerätesoftware, Bedienungsanleitungen und Brenntabellen kostenlos herunterladen.

## Systemanforderungen

- Betriebssystem: Windows XP® SP3, Windows Vista®, Windows 7® oder Windows 8® (inklusive Microsoft .NET Framework 4\*)
- Bildschirmauflösung: 1152 x 800
- Farben: mind. 256
- RAM: mind. 2 GB
- CPU: 1 GHz
- Mind. 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Internetanschluss

\*) Wenn Microsoft .NET Framework 4 auf Ihrem Computer nicht vorhanden ist, wird es bei der Installation auf Ihrem Computer mitinstalliert. Benötigter freier Speicherplatz: ca. 300 MB.

## Erforderliches Zubehör

USB-Downloadkabel (im Lieferumfang des Ofens enthalten)



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsitzende Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.