

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tableaux des programmes de cuisson en °C

Version : 9;
Parution : 2017-03

Valable dès la version de logiciel :
V5.0 for P310, P510
V3.0 for P710
V4.0 for EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valeurs en °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl	[°C]	[hh:mm:ss]	IRT-t*
Tableaux des programmes		MIN MAX		Température de service [°C]	Temps de formetur [mm:ss]	Vitesse de montée en température [°C]	Température de maintien [°C]	Temps de maintien [hh:mm:ss]	Début du vide [°C]	Fin du vide [°C]	Refoffissement lent [°C]	Vitesse de refroidissement [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]	Mode IRT
Zones de valeurs pour tous les programmes				100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
Groupes de matériaux		P.Nr.		700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
IPS Style															
	1	1re/2e cuisson d'opaqueur 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	2	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	3	1re cuisson Dentin/Incisal / Cuisson One	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	4	2e cuisson Dentin/Incisal / Cuisson One	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	5	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	6	Cuiss Add-On / Cuis Add-On + glaçage	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	7	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS InLine															
	21	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	22	1re/2e cuisson d'opaque en pâte	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	23	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	24	1re cuisson de Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	25	2e cuisson de Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	26	Cuisson de Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	27	Add-On après cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	28	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	29	Cuisson de maquillage InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	30	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	31	Cuisson de glaçage InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	32	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS Empress Esthetic + CAD															
	41	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	42	1re/2e cuisson Incisal/Transpa	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	43	Cuisson de Shade/Stains Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	44	Cuisson Shade/Stains Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	45	Cuisson de glaçage Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	46	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	47	Cuisson Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS e.max Press maquillage															
	61	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	62	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	63	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	64	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	65	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS e.max Press stratification															
	81	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	82	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	83	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	84	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	85	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	86	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	87	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	88	Add-On+cuiss. glaç. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	89	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	90	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress maquillage															
	101	Cuisson de ZirLiner - avant wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	102	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	103	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	104	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	105	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	106	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress stratification															
	121	Cuisson de ZirLiner - avant wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	122	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	123	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	124	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	125	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	126	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	127	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	128	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	129	Add-On+cuiss. glaç. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	130	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	131	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
Tech. de maquillage IPS e.max ZirCAD															
	141	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	142	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	150	Cuisson de régénération	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	inactif	inactif	750	25	inactif	00:00	inactif
IPS e.max CAD Crystal/Glaçage															
	161	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	162	Cuisson de maquillage/correction	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	710	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	163	Cuisson fusion/cristallisation CAD-on	m.V.	403	02:00	30 / 30	830 / 850	02:00 / 07:00	550 / 830	830 / 850	610	inactif	403	06:00	Mode fusion
	164	Cuisson glaçage/correction CAD-on	m.V.	403	06:00	60 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	610	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	165	Cristallisation Speed	m.V.	403	00:30	120 / 70	850 / 870	00:00 / 03:30	690 / 850	850 / 870	705	inactif	460	00:01	inactif
	166	Cristallisation MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation

Ivoclar Vivadent Tableaux des programmes		Valeurs en °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl			IRT-t*	
				Température de service [°C]	Temps de fermeture [mm:ss]	Vitesse de montée en température [°C]	Température de maintien [°C]	Temps de maintien [hh:mm:ss]	Début du vide [°C]	Fin du vide [°C]	Refroidissement lent [°C]	Vitesse de refroidissement [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]	Mode IRT	
Zones de valeurs pour tous les programmes		MIN	MAX	100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	0	00:00	-
				700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-	-
IPS e.max CAD maquillage	181	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	182	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	183	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	184	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	185	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	186	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	187	Cristallisation MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
IPS e.max CAD stratification	201	Cristallisation MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	202	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	203	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	204	Caractérisation cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	205	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	206	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	207	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	208	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	209	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	210	Add-On+cuis. glaç. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	211	Add-On+cuisson glaç. Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	212	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	IPS InLine PoM	221	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
222		1re/2e cuisson d'opaque en pâte	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
223		Cuisson de Touch Up	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
224		Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
225		Cuisson de maquillage InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
226		Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
227		Cuisson de glaçage InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
228		Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS InLine One	241	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	242	1re/2e cuisson d'opaque en pâte	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	243	1ère cuisson de Dentsisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	244	2ème cuisson de Dentsisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	245	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	246	Cuisson de maquillage InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	247	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	248	Cuisson de glaçage InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	249	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	IPS d.SIGN	261	1re cuisson d'opacuer	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
262		2e cuisson d'opacuer	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
263		1re/2e cuisson de Margin	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
264		1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
265		Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
266		Cuisson de maquillage d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
267		Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
268		Cuisson de glaçage d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
269		Cuisson de glaçage sans glasure	m.V.	403	04:00	60	870	01:00	450	869	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
270		Cuisson de Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
Tech. de stratification IPS e.max ZirCAD	271	Cuisson Add-On Ratio 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	272	Cuisson Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	281	Cuisson de ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	282	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	283	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	284	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	285	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	286	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	287	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	288	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	289	Add-On+cuisson glaç. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	290	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	291	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	292	Cuisson de régénération	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	inactif	inactif	750	25	inactif	00:00	inactif	

Informations sur les programmes individuels, reportez-vous au chapitre 5.3 du mode d'emploi.

Programmes n° 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 : ces programmes ont été développés exclusivement pour les nouveaux fours Programat et ne sont pas compatibles avec les fours de générations précédentes.
Les paramètres signalés par un (*) ne sont disponibles que sur les fours Programat équipés de la technologie infrarouge.

m.V. = avec vide
o.V. = sans vide

Version : 9;
Parution : 2017-03

Valable dès la version de logiciel :
V5.0 for P310, P510
V3.0 for P710
V4.0 for EP 3010, EP 5010

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tableaux des programmes de cuisson en °F

Version : 9;
Parution : 2017-03

Valable dès la version de logiciel :
V5.0 for P310, P510
V3.0 for P710
V4.0 for EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valeurs en °F			B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl			IRT-t*
Tableaux des programmes					Température de service [°F]	Temps de fermeture [mm:ss]	Vitesse de montée en température [°F]	Température de maintien [°F]	Temps de maintien [hh:mm:ss]	Début du vide [°F]	Fin du vide [°F]	Refroidissement lent [°F]	Vitesse de refroidissement [°F]	[°F]	[hh:mm:ss]	Mode IRT
Zones de valeurs pour tous les programmes		MIN			212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	00:00	-
		MAX			1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-
Groupes de matériaux	P.Nr.															
IPS Style		1	1re/2e cuisson d'opaquer 870	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	2	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	3	1re cuisson Dentin/Incisal / Cuisson One	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	4	2e cuisson Dentin/Incisal / Cuisson One	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	5	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	6	Cuiss Add-On / Cuis Add-On + glaçage	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	7	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS InLine		21	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	22	1re/2e cuisson d'opaquer en pâte	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	23	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	24	1re cuisson de Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	25	2e cuisson de Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	26	Cuisson de Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	27	Add-On après cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1580	01:00	842	1578	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	28	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	29	Cuisson de maquillage InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	30	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	31	Cuisson de glaçage InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	32	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS Empress Esthetic + CAD		41	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	42	1re/2e cuisson Incisal/Transpa	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	43	Cuisson de Shade/Stains Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	44	Cuisson Shade/Stains Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	45	Cuisson de glaçage Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	46	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	47	Cuisson Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS e.max Press maquillage		61	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	62	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	63	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	64	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	65	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS e.max Press stratification		81	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	82	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	83	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	84	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	85	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	86	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	87	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	88	Add-On+cuis. glaç. e.maxCeram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	89	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	90	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
IPS e.max ZirPress maquillage		101	Cuisson de ZirLiner - avant wax-up	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	102	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	103	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	104	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	105	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	106	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress stratification		121	Cuisson de ZirLiner - avant wax-up	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	122	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	123	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	124	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
	125	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	126	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	127	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	128	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	129	Add-On+cuis. glaç. e.maxCeram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	130	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	131	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
Tech. de maquillage IPS e.max ZirCAD		141	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	142	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard
	150	Cuisson de régénération	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	inactif	inactif	1382	45	inactif	00:00	inactif	
IPS e.max CAD Crystall/Glaze		161	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	162	Cuisson de maquillage/correction	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	163	Cuisson fusion/cristallisation CAD-on	m.V.	757	02:00	54 / 54	1526 / 1562	02:00 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	inactif	757	06:00	Mode fusion	
	164	Cuisson glaçage/correction CAD-on	m.V.	757	06:00	108 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation
	165	Cristallisation Speed	m.V.	757	00:30	216 / 126	1562 / 1598	00:00 / 03:30	1274 / 1562	1562 / 1598	1301	inactif	860	00:01	inactif	
	166	Cristallisation MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation	

Ivoclar Vivadent Tableaux des programmes			Valeurs en °F			B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl			IRT-t*	
						Température de service [°F]	Temps de fermeture (mm:ss)	Vitesse de montée en température [°F]	Température de maintien [°F]	Temps de maintien (hh:mm:ss)	Début du vide [°F]	Fin du vide [°F]	Refroidissement lent [°F]	Vitesse de refroidissement [°F]	[°F]	[hh:mm:ss]	Mode IRT	
Zones de valeurs pour tous les programmes			MIN			212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	1292	01:00:00	-
			MAX			1292	30:00	284	2192	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-
IPS e.max CAD maquillage			181	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation	
		182	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		183	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		184	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		185	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		186	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		187	Cristallisation MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation	
IPS e.max CAD stratification			201	Cristallisation MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation	
		202	Cristallisation LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode cristallisation	
		203	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		204	Caractérisation cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		205	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		206	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		207	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		208	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		209	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		210	Add-On+cuis. glaç. e.maxCeram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		211	Add-On+cuisson glaç. Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		212	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
IPS InLine PoM			221	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		222	1re/2e cuisson d'opaque en pâte	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		223	Cuisson de Touch Up	m.V.	757	04:00	108	1544	01:00	842	1542	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		224	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		225	Cuisson de maquillage InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		226	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		227	Cuisson de glaçage InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	02:00	842	1470	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		228	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
IPS InLine One			241	1re/2e cuisson opaque en poudre	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		242	1re/2e cuisson d'opaque en pâte	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		243	1ère cuisson de Dentcisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		244	2ème cuisson de Dentcisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		245	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		246	Cuisson de maquillage InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		247	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		248	Cuisson de glaçage InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		249	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
IPS d.SIGN			261	1re cuisson d'opaque	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		262	2e cuisson d'opaque	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		263	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		264	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		265	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		266	Cuisson de maquillage d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		267	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		268	Cuisson de glaçage d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		269	Cuisson de glaçage sans glasure	m.V.	757	04:00	108	1598	01:00	842	1596	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		270	Cuisson de Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		271	Cuisson Add-On Ratio 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		272	Cuisson Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
Tech. de stratification IPS e.max ZirCAD			281	Cuisson de ZirLiner	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		282	1re/2e cuisson de Margin	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		283	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		284	1re/2e cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard		
		285	Cuisson maquillage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		286	Cuisson de maquillage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		287	Cuisson de glaçage e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		288	Cuisson de glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		289	Add-On+cuisson glaç. e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		290	Add-On avec cuisson glaçage Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		291	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	inactif	inactif	inactif	00:00	Mode standard	
		292	Cuisson de régénération	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	inactif	inactif	1382	45	inactif	00:00	inactif		

Informations sur les programmes individuels, reportez-vous au chapitre 5.3 du mode d'emploi.

Programmes n° 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 : ces programmes ont été développés exclusivement pour les nouveaux fours Programat et ne sont pas compatibles avec les fours de générations précédentes.
Les paramètres signalés par un (*) ne sont disponibles que sur les fours Programat équipés de la technologie infrarouge.

m.V. = avec vide
o.V. = sans vide

Version : 9;
Parution : 2017-03

Valable dès la version de logiciel :
V5.0 for P310, P510
V3.0 for P710
V4.0 for EP 3010, EP 5010