

# Programat® EP 3010

## Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

| Version                   | Änderung gegenüber Vorgänger-Version  | Status                                       |
|---------------------------|---|--|
| <b>V4.1</b><br>01.02.2018 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Push-Funktion kann getestet werden</li> <li>• Kopierassistent ist neu verfügbar</li> <li>• Pressdaten sind nach dem Pressvorgang länger sichtbar</li> <li>• Diverse Fremdsprachen wurden optimiert</li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>   | <b>Aktuelle,</b><br>ausgelieferte<br>Version |
| <b>V4.0</b><br>28.04.2017 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu mit FPF-Funktion (Fully automatic Press Function)</li> <li>• Neue Programme bzw. neue Programmstruktur bei IPS Style, IPS e.max Press Schichttechnik, IPS e.max ZirPress Schichttechnik, IPS e.max ZirCAD Maltechnik, IPS e.max CAD Crystal/Glaze, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS d.SIGN, IPS e.max ZirCAD Schichttechnik</li> <li>• Optimiertes Vakuumtestprogramm</li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul> | <b>Nicht mehr</b><br>erhältlich!             |
| <b>V3.0</b><br>08.04.2016 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Programme für IPS Style, IPS Ivocolor und IPS e.max Press MT</li> <li>• In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden</li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>  | <b>Nicht mehr</b><br>erhältlich!             |
| <b>V2.1</b><br>09.04.2015 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>   | <b>Nicht mehr</b><br>erhältlich!             |
| <b>V2.0</b><br>01.10.2014 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Brennprogramme für IPS InLine Pulver Opaquer (P21, P221, P241)</li> <li>• Neue Pressprogramme für IPS e.max Press Multi</li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>   | <b>Nicht mehr</b><br>erhältlich!             |

# Programat® EP 3010

|                           |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| <b>V1.1</b><br>06.06.2014 | <b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Software wurde auf die Anforderungen der Programat App (für iPhone) abgestimmt und diverse Softwareoptimierungen wurden umgesetzt</li></ul> | <b>Nicht</b> mehr erhältlich! |
| <b>V1.0</b><br>10.05.2014 | <b>Grundversion</b>   | <b>Nicht</b> mehr erhältlich! |

Version 01.02.2018