

e.max[®]
IPS

NATÜRLICHE ÄSTHETIK – EFFIZIENT GEPRESST



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Der erste Press-Rohling seiner Art

IPS e.max® Press Multi ist der weltweit erste polychromatische Rohling für die Press-Technologie. Er kombiniert Ästhetik, Effizienz und Festigkeit in idealer Art und Weise. Dank des natürlichen Farbverlaufs verleiht er monolithischen Restaurationen das gewünschte Erscheinungsbild. Er besteht aus dem klinisch bewährten IPS e.max Press Lithium-Disilikat (LS₂)-Material mit hoher Festigkeit (400 MPa). Es gibt ihn in einer Rohlingsgröße und in neun A–D- und einer Bleach BL-Farbe.



innovativ

Geschichtete Ästhetik einfach pressen

Mit IPS e.max Press Multi werden Front- und Seitenzahnkronen, Veneers sowie Hybrid-Abutment-Kronen schnell und effizient gepresst. Die Restaurationen weisen einen abgestimmten Farbverlauf auf: mit höherem Chroma und höherer Opazität im Zahnhals-/Dentinbereich sowie gewünschter Transluzenz im Schneidebereich. Die Multi-Restaurationen überzeugen neben ihrer Natürlichkeit, die bis jetzt nur durch zeitaufwändiges Schichten möglich gewesen ist, auch durch hohe Festigkeit dank monolithischer Materialstruktur. Und das alles in nur einem Pressvorgang.



einzigartig

Oliver Brix, Deutschland

Pressen Sie schon Multi?



OLIVER BRIX, ZAHNTECHNIKER, DEUTSCHLAND

” Die neuen IPS e.max Press Multi-Rohlinge sind verblüffend gut! Sie vereinen Wirtschaftlichkeit, hohe Ästhetik, Funktionalität und monolithische Materialstruktur. Das angenehme Handling sowie das eindrucksvolle Ergebnis machen sie zu einem wahren Wunderwerk in der Press-Technologie. Schichten Sie im Seitenzahnbereich noch oder pressen Sie schon Multi? ”


monolithisch



Effiziente Verarbeitung: Mehrfarbig pressen – glasieren – fertig

Gerade im Seitenzahnbereich überzeugen IPS e.max Press-Kronen aufgrund ihrer Festigkeit und Stabilität bereits seit Jahren. Dank der Möglichkeit, jetzt mehrfarbig zu pressen und so die gewünschte Ästhetik in einem Pressvorgang mit abschliessender Glasur zu erreichen, wird grösstmögliche Effizienz erzielt. Alternativ kann selbstverständlich eine individuelle Charakterisierung mit IPS e.max Ceram Shades, Essence und Glaze durchgeführt werden, wenn beispielsweise bei einer einzelnen Frontzahnrestauration die optimale Angleichung an den Nachbarzahn erreicht werden soll.

effizient




Wirtschaftlich zu ausgezeichneten Pressresultaten

Die Press-/Brennöfen der Programat®-Reihe stehen seit Jahren für hochwertige Pressergebnisse. Die intelligenten, bedienerfreundlichen Pressöfen Programat EP 3010 und EP 5010 sind optimal auf das IPS e.max Press-Material abgestimmt. Um den polychromatischen IPS e.max Press Multi-Rohling zu verarbeiten, wird eine neuartige, patentierte Technik angewendet.* So einzigartig der IPS e.max Press Multi-Rohling ist, so vielfältig sind die Möglichkeiten, die Multi-Restaurationen zu befestigen: Je nach Indikation kann zwischen adhäsiven, selbstadhäsiven und konventionellen Befestigungsmaterialien gewählt werden.

* Für die Programat-Öfen EP 3000 und EP 5000 und bereits ausgelieferte EP 3010 und EP 5010 ist ein Software-Update erhältlich.

wirtschaftlich



Festsitzende Prothetik

IPS e.max® Press Multi ist ein Produkt aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Prozessablauf bei der Fertigung der festsitzenden Prothetik ab – von der provisorischen Versorgung bis zur Pflege der Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.



DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

Programat®

Brenn- und Pressöfen für hohe Ansprüche



Bewährte Technologie mit vielen Innovationen

- Ausgezeichnete Brenn- und Pressergebnisse
- Ideal auf Keramikmaterialien von Ivoclar Vivadent abgestimmt
- Einfache Bedienung

Multilink® Automix

Das adhäsive Befestigungs-System



Eine starke Verbindung, klinisch bewährt

- Starker Halt – sowohl dual- als auch selbsthärtend
- Universell – befestigt Silikat- und Oxidkeramik sowie Metall
- Klinisch bewährt – zahlreiche langjährige Studien

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“ wissen?

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

639636/de/2014-08-14

ivoclar
vivadent
passion vision innovation