

Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 7. November 2014

Aus der Praxis für die Praxis – SR Nexco geht einen Schritt weiter

In Kooperation mit erfahrenen Anwendern der Press-Technik entsteht eine neue Kuvette

SR Nexco Flask ist eine neue Kuvette, die das Überpressen von Gerüststrukturen mit lichthärtenden Verblend-Composites ermöglicht. Um in Funktionalität, Ergonomie und Design den vielfältigen Herausforderungen des Alltags optimal gerecht zu werden, wurde die Kuvette mit fachkundigen Experten entwickelt.

Der entscheidende Vorteil der neuen Kuvette: Mit ihr können insbesondere grosse, weitspannige Restaurationen effektiv und schnell verblendet werden. Vergleicht man das Wax-Up mit der finalen Restauration, so ist erkennbar, dass diese nahezu identisch sind. Dank ihrer vielen kleinen Details, die allesamt mit dem Erfahrungsschatz der Kuvetten-Experten entwickelt wurden, ist die Kuvette äusserst flexibel. Je nach Indikation und Gerüstsituation ist sie individuell veränderbar.

Viele kleine Details erleichtern die Arbeit

SR Nexco Flask verfügt über griffige, grosse Befestigungsschrauben. Diese sind nicht, wie grösstenteils üblich, fest vorinstalliert, sondern lassen sich ohne Führungsstifte flexibel einfügen, was die Handhabung verbessert. Der Kuvettendeckel ist transparent und damit lichtdurchlässig. Er ermöglicht die Lichtpolymerisation von allen Seiten und sorgt so für die gleichmässige Aushärtung des lichthärtenden Verblend-Composites. Neben einer zusätzlichen Bodenplatte zur Anpassung der Höhe je nach Restauration gehört auch ein separates Block-Out für kleinere Restaurationen zur Ausstattung. Dieses ermöglicht es, den Materialverbrauch auf das erforderliche Minimum zu reduzieren. Positionierungszapfen verhindern ein Wegrutschen des Deckels. Einkerbungen an den Seiten erleichtern die Trennung von Ober- und Unterteil, während die seitlichen Öffnungen optimal auf die Mischkanülen des Klarsilikons Transil F zugeschnitten sind. Dies erleichtert die Handhabung des Silikons und macht dieses ideal zur Verwendung mit SR Nexco Flask. Zudem sorgt das gute Fliessverhalten von Transil F für ein einfaches Ummanteln des eingebetteten Gerüsts.

Die neue Kuvette erweitert das bestehende SR Nexco-Produktsystem und ist ideal auf die SR Nexco-Massen abgestimmt.

SR Nexco® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Bildlegende:

(SR Nexco Flask.jpg)

Abb.: SR Nexco Flask: aus der Praxis für die Praxis

Medienkontakt:

André Büssers
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: andre.buessers@ivoclarvivadent.com