

SR Spectrasit®

Bewährte Dinge für die Zukunft



Lichthärtendes Komposit


Das lichthärtende Verblendmaterial

SR Spectrasit ist ein lichthärtendes Einkomponenten-Verblendmaterial, das seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt wird.

Das Material ist in der Konsistenz, den Handlingeigenschaften und in der Farbgebung sehr gut auf seinen Einsatzbereich abgestimmt. Optimal für eine qualitativ hochstehende Verblendung ist die Kombination zwischen dem Verbundsystem SR Spectra Link oder SR Link und dem Verblendmaterial SR Spectrasit von Ivoclar Vivadent.

SR Spectrasit wird auch ideal für Ergänzungen oder Korrekturen von SR Chromasit Verblendungen eingesetzt.

SR Spectrasit ist in Chromascope Farben erhältlich.



Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein

Indikationen

- Metallunterstützte Kronen und Brücken
- Vollverblendungen bis zum 2. Prämolaren
- Metallunterstützte Implantat-suprakonstruktionen
- Verblendungen in der Kombinationsprothetik
- Langzeitprovisorien in Kombination mit Vectris

Die Pluspunkte

- Hochglanzpolierbar
- Wirtschaftlich
- Individuell charakterisierbar

Targis Power

Der Targis Power eignet sich zur Polymerisation des SR Spectrasit Materials.



Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend. Technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Österreich
© Ivoclar Vivadent AG
I561403/0301/d/2/VVA

Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte direkt an Ivoclar Vivadent.

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 7961 / 8 89-0
Fax +49 (0) 7961 / 6326
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de