

# OptraPol®

Effiziente Politur von Composite-Restaurationen

Brillante  
Oberflächen in nur  
einem Schritt



# OptraPol®

## Effiziente Politur von Composite-Restaurationen

### Die innovative Lösung für effizientes Polieren von Composites

OptraPol® ist ein hochwertiges Einschritt-Poliersystem, welches mit mikrofeinen Diamantpartikeln (Füllgehalt von ca. 72 Gew.-%) gefüllt ist. Bereits nach wenigen Sekunden wird sichtbar, wie effizient es arbeitet. OptraPol lässt kostbare Composite-Restaurationen in natürlich schönem Glanz erstrahlen. Restaurationen werden in einem Schritt geglättet und hochglanzpoliert.



Bilder: Dr. M. Dieter, Ivoclar Vivadent, Schaan und Dres. A. Peschke und L. Enggist, Ivoclar Vivadent, Schaan

### Hohe Qualität

- Strahlend schöne Hochglanz-Restaurationen
- Hoher Diamantanteil für sehr gute Ergebnisse


### Hohe Effizienz

- Hochglanz nach nur kurzer Zeit und in nur einem Schritt
- Kein lästiges Wechseln von Aufsätzen
- 4 Formen für verschiedene Einsatzgebiete
- Auch für die Politur von Amalgam geeignet


### Langlebig und ökonomisch

- Hohe Dimensionsstabilität
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Kostensparend

Oberflächenrauheit ( $\mu\text{m}$ )



Oberflächenglanz (Glanzeinheiten)



Quelle: *In-vitro*-Test konkurrierender Poliersysteme; Composite: Tetric EvoCeram® (Dr. S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2009)

### Literatur:

Bollen, C. M., Lambrechts, P. & Quirynen, M. (1997). Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: a review of the literature. *Dent Mater*, 13(4), 258-269.



Dies ist ein Produkt aus der Kategorie „Direkte Füllungstherapie“. Produkte aus dieser Kategorie sind optimal aufeinander abgestimmt.

### Lieferformen:

#### Assortment

Kleine Flamme (6 x)  
Grosse Flamme (4 x)  
Kelch (4 x)  
Scheibe (4 x)

#### Refills

Jedes Polierinstrument ist einzeln in 10er Einheiten erhältlich.

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

634912/2015-04-27/DE

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation