

	Festsitzende Prothetik				Implantat-Prothetik			Abnehmbare Prothetik		Prozessunterstützende Prothetik	
	Inlay / Onlay / Veneer	Krone / Gerüst	Brücke	Teleskopkrone	Individuelles Abutment	Implantatgetragener Steg	Implantatgetragene Suprakonstruktion	Suprastruktur <sup>1</sup> auf Steg	Digital Denture	Schiene	Wachsstruktur
IPS e.max® ZirCAD		✓	✓	✓			✓				
IPS e.max® CAD	✓	✓	✓				✓				
IPS Empress® CAD	✓	✓									
IPS e.max® CAD Veneering Solutions		✓	✓								
Colado® CAD CoCr 4		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Colado® CAD Ti2		✓	✓	✓							
Colado® CAD Ti5		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Custom Abutment Ti5					✓						
Telio® CAD		✓	✓				✓				
SR Vivodent® CAD									✓ <sup>2</sup>		
Ivobase® CAD									✓ <sup>2</sup>		
ProArt CAD Splint										✓	
ProArt CAD Wax yellow											✓
ProArt CAD Wax pink									✓ <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Suprastrukturen sind nur inkl. Implantatsteg über Design & Production erhältlich.

<sup>2</sup> Digital Denture wird bald erhältlich sein (Voraussetzungen: Dental Designer 2017 und Digital Denture Add-on).