

ICDE



MAKE IT YOUR STYLE!



新製品

IPS スタイル トライアルコース 2018

新製品のメタルセラミックス IPS スタイルを試してみませんか？

メタルセラミックスの研究をはじめて40年の歴史をもつ Ivoclar Vivadent の新製品 IPS スタイルは鮮やかな発色で、ヨーロッパではその審美性が大絶賛されています。その理由は・・・。

IPS e.max セラムと同じ感覚で築盛できるので、普段どおりに築盛するだけで美しいメタルセラミックスが完成します。どうぞこの機会にご体感ください。

各自で築盛用のメタルフレームと模型を当日ご持参ください

フレームについての注意点

1. CTE13.8～15.2×10⁻⁶/K(25～500℃)の範囲のメタルをご使用ください。
2. フレームの厚みは最低0.3mm以上で、セラミックスを支持するような形態にしてください。
3. ご使用のメタルの取扱説明に従い、ディギャッシングまで行ったものをご持参ください。
4. 時間に限りがありますので、単冠用のフレームをご持参ください。
5. 臨床ケースのご持参は固くお断りします。

● 各 13:00～18:00

仙台 (ICDE Sendai) 〒981-3133 仙台市泉区中央4丁目11-6 6F

● 4月22日 日

東京 (ICDE Tokyo) 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24 3F

● 1月 清見 日 日 ● 4月15日 日 ● 5月12日 土

大阪 (ICDE Osaka) 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-7-18 11F

● 2月4日 日

講師 Ivoclar Vivadent (株) ICDE トレーナー

定員 10名

対象 歯科技工士
(臨床で陶材築盛の経験をお持ちの方)

受講料 無料



※ IPS スタイル イントロキットを、当日限り特別価格でご注文頂けます。

下記申込書にご記入頂き、FAXにてお申し込みください。お申し込みを確認次第、詳細を送付させていただきます。弊社ホームページからもお申し込み頂けます。

www.ivoclarvivadent.jp Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24 TEL 03-6801-1303 FAX 03-5844-4848

FAX | 03-5844-4848 Ivoclar Vivadent 株式会社 行 IPS スタイル トライアルコース 2018 参加申込書

参加日：いずれかに✓印をいれてください。 仙台 □ 4/22 | 東京 □ 4/15 □ 5/12 | 大阪 □ 2/4

お名前： _____ ローマ字読み： _____

フリガナ _____ 〒
ご勤務先名： _____ ご勤務先住所： _____

TEL： _____ FAX： _____

お取引ディーラー： _____ 担当： _____