

	Prótesis fijas				Prótesis sobre implante			Prótesis removibles		Prótesis de apoyo a los procesos	
	Inlays / Onlays / Carillas	Coronas / Estructuras	Puentes	Coronas telescópicas	Pilares personalizados	Barras de implantes	Superestructuras de implantes	Superestructuras <sup>1</sup> sobre barras	Digital Denture	Férulas	Patrones en cera
IPS e.max <sup>®</sup> ZirCAD		✓	✓	✓			✓				
IPS e.max <sup>®</sup> CAD	✓	✓	✓				✓				
IPS Empress <sup>®</sup> CAD	✓	✓									
IPS e.max <sup>®</sup> CAD Veneering Solutions		✓	✓								
Colado <sup>®</sup> CAD CoCr 4		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Colado <sup>®</sup> CAD Ti2		✓	✓	✓							
Colado <sup>®</sup> CAD Ti5		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Custom Abutment Ti5					✓						
Telio <sup>®</sup> CAD		✓	✓				✓				
SR Vivodent <sup>®</sup> CAD									✓ <sup>2</sup>		
Ivobase <sup>®</sup> CAD									✓ <sup>2</sup>		
ProArt CAD Splint										✓	
ProArt CAD Wax yellow											✓
ProArt CAD Wax pink									✓ <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Las superestructuras solo están disponibles con la barra de implante de Design & Production.  
<sup>2</sup> Digital Denture muy pronto disponible (requisitos: Dental Designer 2017 y el add-on Digital Denture).