

## Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 29. April 2010

---

### Einfach effektiv

#### **Ivoclar Vivadent präsentiert OptraPol „Next Generation“, das Einschritt-Diamant-Poliersystem**

**Während des finalen Ausarbeitens einer Composite-Restauration wünschen sich Zahnärzte weniger Arbeitsschritte, möglichst keinen Instrumentenwechsel sowie eine deutliche Zeiteinsparung. Um dem nachzukommen, bietet Ivoclar Vivadent mit OptraPol „Next Generation“ ein deutlich effektiveres Einschritt-Poliersystem.**

Das hochwertige Diamant-Poliersystem überzeugt durch seine eindeutig verbesserten Poliereigenschaften. OptraPol „Next Generation“ eignet sich sehr gut zum Finieren und Polieren von allen gängigen Composite-Restaurationen in einem Schritt. Die effektiven Silikonpolierer sind mit mikrofeinen Diamantkristallen mit einem Gehalt von 72 Gew.-% hochgefüllt. Die daraus resultierende hohe Polierleistung wird bereits in wenigen Sekunden sichtbar und lässt kostbare Composite-Restaurationen – wie z.B. aus Tetric EvoCeram – lang anhaltend und natürlich schön erstrahlen. In kürzester Zeit wird die Oberflächenrauigkeit maximal reduziert: Es entstehen aussergewöhnlich glatte Restaurationsflächen und das Risiko von Verfärbungen und Plaqueansammlungen ist stark herabgesetzt. Mit diesen Einschritt-Polierern entfällt ein umständlicher Instrumentenwechsel sowie eine mögliche Verwechslungsgefahr in Bezug auf verschiedene Körnungen. Im Vergleich zu elastischen Polierscheiben haben die OptraPol-Polierer verschiedene Formen, die optimal auf die individuellen Restaurationsflächen im Front- und Seitenzahnbereich abgestimmt sind. Dies ermöglicht es, noch präziser zu polieren.

#### **Hohe Lebensdauer**

Die formstabilen, abrasionsbeständigen Polierer weisen eine hohe Lebensdauer auf. Sie können 20 Mal autoklaviert und wieder verwendet werden, was sich wiederum positiv auf die Kosten auswirkt.

Das Einschritt-Diamant-Poliersystem OptraPol „Next Generation“ ist ab April 2010 weltweit erhältlich.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Tel.: +423 235 35 35  
Fax.: +423 235 33 60  
E-Mail: [info@ivoclarvivadent.com](mailto:info@ivoclarvivadent.com)  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Bildlegenden:

*(OptraPol NG.jpg)*

Abb. 1: Das neue Einschritt-Diamant-Poliersystem OptraPol „Next Generation“ mit vier verschiedenen Poliererformen.

*(OptraPol NG\_Anwendung.jpg)*

Abb. 2: Strahlend schöne Hochglanz-Restaurationen in wenigen Sekunden.

---

Medienkontakt:

Lorenzo Rigliaco  
Public Relations Manager  
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel.: +423 235 36 98  
Fax: +423 235 36 33  
E-Mail: [lorenzo.rigliaco@ivoclarvivadent.com](mailto:lorenzo.rigliaco@ivoclarvivadent.com)