

Presseinformation

Die bessere Art der Trockenlegung

Ivoclar Vivadent hat den OptraDam Plus optimiert

Schaan, 14. August 2009 – **Mit dem dreidimensionalen OptraDam Plus von Ivoclar Vivadent kann der Zahnarzt sein Arbeitsfeld im Patientenmund absolut trocken legen. Der Zusatz „Plus“ steht für optimierte Materialeigenschaften und einen hohen Patientenkomfort.**

Der OptraDam Plus besteht aus zwei Kunststoffringen, zwischen die ein Latextuch mit aufgedruckten Perforationsmustern gespannt ist. Er ist ein klinisches Hilfsmittel, das der Anatomie des Mundes entsprechend geformt ist. Der Zahnarzt setzt den OptraDam Plus ein, um sein Operationsfeld absolut trocken zu legen. Im Vergleich zum Vorgängerprodukt OptraDam sind die Kunststoffringe von OptraDam Plus jetzt deutlich elastischer, wodurch er sich einfacher in den Patientenmund einbringen lässt. Die weicheren Kunststoffringe sorgen für ein angenehmeres Tragegefühl im Mund des Patienten – selbst über eine längere Behandlungszeit hinweg. Das Besondere am OptraDam Plus ist nicht nur das Perforationsmuster, das an die Zahnbogenanatomie angepasst ist, sondern auch sein höher elastisches Latexmaterial. Dadurch kann der Zahnarzt die Zähne optimal isolieren, indem er die Perforationen nun leichter über die Zähne ziehen und die Septen von OptraDam Plus einfacher in die Approximalräume einbringen kann. Im Gegensatz zum konventionellen Kofferdam kann der Zahnarzt mit Hilfe von OptraDam Plus, die Zähne schnell und einfach alleine isolieren, ohne dabei auf die Hilfe der Assistenz angewiesen zu sein.

OptraDam Plus gibt es in ökonomischen Packungen zu 50 Stück. Das Produkt ist ab September erhältlich.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 35 35
Fax.: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Bildlegenden:

(OptraDam Plus.jpg)

Abb. 1: OptraDam Plus zeichnet sich durch sein optimiertes Material aus.

Pressekontakt:

Lorenzo Rigliaco
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: lorenzo.rigliaco@ivoclarvivadent.com