

Programat P300/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V6.0 04.04.2011	Software optimiert Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126)	Aktuelle , ausgelieferte Version
V5.2 28.01.2011	Software optimiert Update Funktion wurde optimiert.	Nicht mehr erhältlich!
V5.1 10.09.2010	Software optimiert Integration der Ivoclar Vivadent Programme für die „ <i>IPS e.max CAD-on Technik</i> “ (P83 und P84)	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 02.08.2010	Grundversion des Programat P300/G2 Im Vergleich zum Vorgängermodell Programat P300 wurden folgende Funktionen integriert: <ul style="list-style-type: none">- Power Saving Technology- TSP: Thermo Shock Protection- Neue Programmstruktur: 120 Ivoclar Vivadent und 300 individuelle Programme	Nicht mehr erhältlich!

Stand: 08.05.2011