

Medienmitteilung

Köln (D) / Schaan (FL) – 21. März 2011

Richtig reinigen nach der Einprobe

Ivoclean von Ivoclar Vivadent reinigt wirkungsvoll die Klebeflächen prothetischer Restaurationen nach der Einprobe. Die Paste ist universell einsetzbar und einfach in der Anwendung.

Die Kontamination von Restaurationsoberflächen mit Speichel lässt sich bei der Einprobe nicht verhindern. Sie stellt bei der anschliessenden, definitiven adhäsiven Befestigung der indirekten Restauration ein Problem dar. Die Lösung von Ivoclar Vivadent heisst Ivoclean: eine effektive und universelle Paste zur Reinigung der Klebeflächen prothetischer Restaurationen nach der Einprobe. Die Paste schafft die Grundlage für eine optimale adhäsive Befestigung.

Universell und einfach

Ivoclean eignet sich für alle Restaurationsmaterialien: Dazu zählen Glas-, Zirkoniumoxid- und Aluminiumoxidkeramik, edelmetallhaltige und edelmetallfreie Legierungen sowie indirekte Composite-Versorgungen. Die Paste ist einfach anzuwenden: Ivoclean auf die Kontaktfläche der Restauration auftragen, 20 Sekunden einwirken lassen und dann mit Wasser gründlich abspülen. Abschliessend die Kontaktfläche mit ölfreier Luft trocknen.

Ivoclean ist ab Juni 2011 erhältlich.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 35 35
Fax.: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Bildlegenden:

(Ivoclean.jpg)

Abb. 1: Ivoclean: Die effektive und universelle Paste zur Reinigung nach der Einprobe.

(Ivoclean_application.jpg)

Abb. 2: Applikation von Ivoclean auf die Kontaktfläche der Restauration.

Medienkontakt:

Lorenzo Rigliaco

Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: lorenzo.rigliaco@ivoclarvivadent.com