

PrograBase 2

Steuern

Verwalten

Protokollieren


Downloaden

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®



PrograBase 2

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®



STEUERN

Steuern Sie Ihren Programat-Keramikbrennofen direkt von Ihrem Computer aus. Auf dem Bildschirm werden relevante Informationen wie Programmnummer, Brennstatus und aktuelle Brenntemperatur angezeigt.

VERWALTEN

Verwalten Sie Ihre Brennprogramme bequem über Ihren Computer und speichern Sie die Daten anschließend auf

dem Brennofen und/oder auf Ihrem Computer. Sie können die Brennprogramme nach Ihren Wünschen verändern, neue Programme erstellen und bestehende Daten von einem Brennofen auf den anderen kopieren.

PROTOKOLLIEREN

Protokollieren Sie Ihre durchgeführten Keramikbrände mit Hilfe von PrograBase 2. Die protokollierten Brände können mit verschiedenen zusätzlichen Informationen, wie z.B. Patientinformationen, Auftragsnummer oder Materialinformationen, versehen werden. Sie können die Protokolle speichern und auf Wunsch drucken.



DOWNLOADEN

Ein Klick verbindet PrograBase 2 mit unserer Homepage www.ivoclarvivadent.com.

Hier können Sie neueste Gerätesoftware, Bedienungsanleitungen und Brenntabellen kostenlos herunterladen.

Systemanforderungen

- Betriebssystem: Windows XP® (inklusive Microsoft .NET Framework 2.0*), Windows Vista® oder Windows 7
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768
- Farben: mind. 256
- RAM: mind. 256 MB
- CPU: 1GHz
- Mind. 11 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Internetanschluss

*) Wenn Microsoft .NET Framework 2.0 auf Ihrem Computer nicht vorhanden ist, wird es bei der Installation auf Ihrem Computer mitinstalliert. Benötigter freier Speicherplatz: ca. 300 MB.

Unterstützte Geräte

PrograBase 2 unterstützt folgende Geräte:

- Programat P300/G2
- Programat P500/G2 + P500
- Programat P700/G2 + P700
- Programat EP 3000/G2 + EP 3000
- Programat EP 5000/G2 + EP 5000
- Programat CS
- Programat S1

Erforderliches Zubehör

USB-Downloadkabel (im Lieferumfang des Ofens enthalten)



Programat P300/G2



Programat P500/G2



Programat P700/G2



Programat EP 3000/G2



Programat EP 5000/G2



Programat CS



Programat S1

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.

Gedruckt in Österreich
© Ivoclar Vivadent AG
614928/0311/d

Hersteller und Vertrieb

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation