

Fact Sheet

Produktname **IPS InLine®**

Produktbeschreibung

IPS InLine ist eine leuzithaltige Verblendkeramik, die sich zur Herstellung metallkeramischer Restaurationen bei Brenntemperaturen oberhalb von 900 °C eignet. Mit IPS InLine können Legierungen in einem WAK-Bereich von 13,8–15,0 x 10⁻⁶/K (25–500 °C) verblendet werden und Veneers auf feuerfesten Stümpfen hergestellt werden.

Von der einfachen Schichtung bis hin zu patienten-individuellen ästhetischen Restaurationen.

Nach dem Auftragen des Pasten- oder Pulver-Opaquers kann das Produkt und die Verarbeitungstechnik ganz nach persönlichen Vorlieben und nach den Restaurationstypen gewählt werden:

- **IPS InLine One:** unkomplizierte Einschichtkeramik für effizientes, schnelles Schichten
- **IPS InLine:** Metallkeramik mittels Mehrschichttechnik für individuelles, klassisches Schichten

IPS InLine ermöglicht die Herstellung der Farben nach dem A–D- Bleach- und Gingiva-Farbschlüssel.

Anwendungsgebiete

Keramische Verblendmaterialien für Metallgerüste (WAK-Bereich von 13,8 -15,0 x 10⁻⁶/K (25-500 °C)); Herstellung von Veneers auf feuerfesten Stümpfen.

Restaurationsarten

- Kronen
- 3 – 14-gliedrige Brücken
- Veneers

Kontraindikationen

Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert, wenn bei dem Patienten eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe bekannt ist.

Produktbild



Produktmerkmale und Vorteile

Produktmerkmale	Kundennutzen
<p><u>Einfach</u> IPS InLine ist so konzipiert, dass die Handhabung leichtfällt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abgestimmte Brennparameter sorgen für Stabilität. - Insbesondere die hohe Standfestigkeit des IPS InLine System Powder Opaquer erleichtert das Applizieren massgeblich.
<p><u>Flexibel</u> IPS InLine überlässt Ihnen die Wahl: Mehrschicht oder Einschichttechnik? Pasten- oder -Pulver-Opaquer? Wählen Sie die für Sie effiziente Alternative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Herstellung von Restaurationen mit den vielfältigen Optionen von IPS InLine. - Gelangen Sie mit der Einschichttechnik zu schnellen Resultaten.
<p><u>Effizient</u> Mit dem raffinierten Sortiment von IPS InLine können Sie einfach und schnell die gewünschte Farbe Ihrer Restauration erreichen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ästhetische Resultate dank der natürlichen optischen Wirkung* - Finalisierung mit IPS Ivocolor

*unter natürlichen Lichtverhältnissen. LED-generiertes UV oder UV-nahes Licht kann einen abweichenden Eindruck hervorrufen.

Hauptbotschaft

IPS InLine - Eindrucksvoll ästhetisch
Die Metallkeramik für mehr Flexibilität im Labor.

Geniessen Sie mit IPS InLine mehr Flexibilität in Ihrem Labor. Das clever gestaltete Sortiment ist auf die verschiedenen Bedürfnisse bei der Herstellung von Metallkeramikrestaurationen ausgerichtet. Gelangen Sie flexibel und effizient zu eindrucksvoll ästhetischen Ergebnissen.

Haupt-Mitbewerber

Hersteller	Produkt
<ul style="list-style-type: none"> - Dentsply/Sirona - Kuraray Noritake - VITA Zahnfabrik - GC - Kulzer - Creation Willi Geller 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramco 3 - Super Porcelain EX-3 - VITA VMK Master / VITA VM 13 / OMEGA 900 - GC Initial MC - HeraCeram - Creation CC

Lieferformen

Refills:

IPS InLine System Opaquer (Paste)
IPS InLine System Powder Opaquer
IPS InLine System Intensive Powder Opaquer
IPS InLine Gingiva Powder Opaquer

IPS InLine One Dentcisal

IPS InLine Margin

IPS InLine Deep Dentin
IPS InLine Dentin
IPS InLine Cervical Dentin

IPS InLine Incisal
IPS InLine Transpa Incisal

IPS InLine Occlusal Dentin
IPS InLine Mamelon Masse
IPS InLine Opal Effect
IPS InLine Cervical Incisal
IPS InLine Transpa

IPS InLine Gingiva
IPS InLine Intensive Gingiva

IPS InLine Add-On Margin
IPS InLine Add-On
IPS InLine System Add-On 690°C/1274°C

IPS InLine System Opaquer Liquid (Paste)
IPS InLine System Powder Opaquer Liquid
IPS InLine Margin Build-Up Liquid
IPS InLine System Build-Up Liquid L/P

Die gesamte Artikelliste finden Sie in den Lieferformen für IPS InLine.