

Zubehör Gusstechnik

Wachse & Flussmittel

Weil jedes
Detail zählt



ProArt-Wachse sind speziell entwickelte Dentalwachse, abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungszweck. Für die leichtere Unterscheidung sind die Wachse eingefärbt.

Mit den ProArt-Wachsen hat der Zahntechniker die Möglichkeit, jedes Detail exakt darzustellen. Er schafft somit die Grundlage für ein perfektes Guss- oder Pressergebnis.

Zubehör Gusstechnik

Bezeichnung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Listenpreis €
 ProArt Margin Wax – für präzise Randabschlüsse <ul style="list-style-type: none"> • Gute Oberflächenbenetzung und sehr geringe Schrumpfung • Besonders geeignet als erste Schicht bei Inlays und Onlays 	45 g	bordeaux	NA2260605	16,60
 ProArt Cervical Wax – für passgenaue Kronenränder <ul style="list-style-type: none"> • Weiches, gleichmäßig schmelzendes Wachs mit guter Fließfähigkeit • Exakter Randschluss und genaue Wiedergabe der Stumpfoberfläche • Einfache Verbindung mit anderen ProArt-Wachsen 	45 g	rot	NA2260601	16,60
 ProArt Sculpturing Wax – für anatomisches Aufwachsen <ul style="list-style-type: none"> • Geringe Schrumpfung für ein schnelles und detailgetreues Aufwachsen • Präzise Applikation während des Aufwachsens Opake Farben: beige, beige/braun, grau Leicht opake Farben: rot, blau, violett, braun, grün	45 g	beige	NA2260629	16,60
	45 g	beige/braun	NA2260627	16,60
	45 g	grau	NA2260631	16,60
	45 g	rot	NA2260617	16,60
	45 g	blau	NA2260619	16,60
	45 g	violett	NA2260623	16,60
	45 g	braun	NA2260621	16,60
	45 g	grün	NA2260625	16,60
 ProArt Milling Wax – speziell für die Doppelkronentechnik <ul style="list-style-type: none"> • Extra hohe Festigkeit und Stabilität für optimale Fräseigenschaften • Gleichmäßiger Spanabtrag für glatte Oberfläche beim Bearbeiten 	45 g	grau	NA2260609	16,60
	45 g	grün	NA2260607	16,60
 ProArt Sticky Wax – für die optimale Verbindung <ul style="list-style-type: none"> • Niedrig schmelzendes Wachs mit klebriger Konsistenz • Ideal geeignet für die Anstiftung von Gusskanälen und zur Artikulation 	45 g	beige	NA2260603	16,60
 ProArt IPS Empress® Wax – für die Presstechnik <ul style="list-style-type: none"> • Speziell entwickelt für die Arbeit mit Presskeramiken • Rückstandsfreies Ausbrennen der Wachsobjekte, frei von Verunreinigungen in der Presskeramik 	45 g	beige	NA2260611	16,60
Tauchwachsgranulat mit Kunststoffanteil sattgelb	80 g	gelb	NA2260646	24,40
Isolierlösung Wachs/Gips	250 ml	–	NA2260671	116,30
 Bondal Flux <ul style="list-style-type: none"> • Flussmittel für Lote mit niedriger Arbeitstemperatur: < 900 °C (Lötungen nach dem Brand und für Universallote) 	14 g	–	NA2100305	27,00
 High Fusing Bondal Flux <ul style="list-style-type: none"> • Flussmittel für Lote mit höherer Arbeitstemperatur: > 960 °C (Lötungen vor dem Brand) 	14 g	–	NA2100302	27,00

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 28.02.2021 – solange der Vorrat reicht. Diese Angebote sind nicht mit gesonderten Verkaufsaktionen kombinierbar.

Ivoclar Vivadent GmbH
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
 D-73479 Ellwangen, Jagst
 Tel. +49 7961 889 0
 Fax +49 7961 6326
 info@ivoclarvivadent.de
 www.ivoclarvivadent.de



 passion vision innovation