

Manifold indications

Product	Variolink® Esthetic	
	LC light-curing ¹	DC dual-curing
Curing mode		
Recommended adhesive	adhesive: Adhese® Universal	
Glass-ceramics e.g. IPS Empress®		
Veneers	✓	✓
Inlays / Onlays / Partial Crowns	✓	✓
Crowns		✓
Lithium disilicate e.g. IPS e.max® CAD / Press		
Veneers (occlusal veneers)	✓	✓
Inlays / Onlays / Partial Crowns	✓	✓
Crowns / Bridges		✓
Oxide ceramics (zirconium oxide) e.g. IPS e.max® ZirCAD		
Crowns / Bridges		✓
Root canal posts		
Hybrid ceramics and composites e.g. Tetric® CAD		
Veneers	✓	✓
Inlays / Onlays	✓	✓
Crowns		✓
Root canal posts (e.g. FRC Postec® Plus)		
Metal / Metal-Supported		
Inlays / Onlays / Partial Crowns		✓
Crowns / Bridges		✓
Maryland bridges		✓
Root canal posts		

Application tips

	Product	Reorder No.
	Total Etch	Refill 20 x 550587
	Adhese Universal	Refill 100 x 627178
		Refill 300 x 627161
	Liquid Strip	Refill 20 x 533666
	Variolink Esthetic LC + Try-In	Refill 20 x 559224
	Variolink Esthetic DC	Refill 15 x 645951

¹ Restorations with a layer thickness of < 2 mm and sufficient translucency



Please take note of the corresponding Instructions for Use.



CEMENTATION NAVIGATION SYSTEM

EN Finding your way out of the cements maze

CNS helps you to find the most suitable luting material for almost any cementation problem. Clear and detailed animations give you a comprehensive tour of the procedure, starting with removal of the temporary restoration and ending with topical fluoride application.

DE Der Weg aus dem Befestigungslabyrinth

Das CNS unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Befestigungsmaterials in nahezu allen Befestigungssituationen. Mit detaillierten Animationen werden Sie umfassend durch das Anwendungsprotokoll geführt – von der Entnahme der temporären Versorgung bis zur abschliessenden Fluoridierung.

FR Trouvez votre chemin dans le labyrinthe du collage

CNS vous aide à trouver le matériau d'assemblage le mieux adapté à la situation. Des animations claires et détaillées vous expliquent toute la procédure, de la dépose de la restauration provisoire à l'application topique de fluor.

IT Esci dal labirinto della cementazione

Il CNS ti aiuta a trovare il cemento più idoneo per quasi tutti i problemi di cementazione. Chiare e dettagliate animazioni forniranno un quadro esaustivo e completo del protocollo operativo: dalla rimozione del restauro provvisorio alla fluorizzazione finale.

ES Encuentre la salida del laberinto de los cementos

El CNS le ayuda en la elección del material de cementación apropiado en casi todas las situaciones de cementación. Las animaciones detalladas y claras le proporcionan una guía exhaustiva del protocolo de aplicación: desde la retirada de la restauración temporal hasta la aplicación tópica final de fluor.



Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2

9494 Schaan

Liechtenstein

Tel. +423 235 35 35

Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.com



www.cementation-navigation.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation