

# Zubehör Gusstechnik

Wachse & Flussmittel

Weil jedes  
Detail zählt



ProArt-Wachse sind speziell entwickelte Dentalwachse, abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungszweck. Für die leichtere Unterscheidung sind die Wachse eingefärbt.

Mit den ProArt-Wachsen hat der Zahntechniker die Möglichkeit, jedes Detail exakt darzustellen. Er schafft somit die Grundlage für ein perfektes Guss- oder Pressergebnis.

ivoclar  
vivadent®

# Zubehör Gusstechnik

Bezeichnung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Listenpreis EUR
 <b>ProArt Margin Wax</b> – für präzise Randabschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Oberflächenbenetzung und sehr geringe Schrumpfung</li> <li>• Besonders geeignet als erste Schicht bei Inlays und Onlays</li> </ul>	45 g	bordeaux	NA2260605	16,90
 <b>ProArt Cervical Wax</b> – für passgenaue Kronenränder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiches, gleichmäßig schmelzendes Wachs mit guter Fließfähigkeit</li> <li>• Exakter Randschluss und genaue Wiedergabe der Stumpfoberfläche</li> <li>• Einfache Verbindung mit anderen ProArt-Wachsen</li> </ul>	45 g	rot	NA2260601	16,90
 <b>ProArt Sculpturing Wax</b> – für anatomisches Aufwachsen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringe Schrumpfung für ein schnelles und detailgetreues Aufwachsen</li> <li>• Präzise Applikation während des Aufwachsens</li> </ul> <p>Opake Farben: beige, beige/braun, grau Leicht opake Farben: rot, blau, violett, braun, grün</p>	45 g	beige	NA2260629	16,90
	45 g	beige/braun	NA2260627	16,90
	45 g	grau	NA2260631	16,90
	45 g	rot	NA2260617	16,90
	45 g	blau	NA2260619	16,90
	45 g	violett	NA2260623	16,90
	45 g	braun	NA2260621	16,90
	45 g	grün	NA2260625	16,90
 <b>ProArt Milling Wax</b> – speziell für die Doppelkronentechnik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra hohe Festigkeit und Stabilität für optimale Fräseigenschaften</li> <li>• Gleichmäßiger Spanabtrag für glatte Oberfläche beim Bearbeiten</li> </ul>	45 g	grau	NA2260609	16,90
	45 g	grün	NA2260607	16,90
 <b>ProArt Sticky Wax</b> – für die optimale Verbindung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedrig schmelzendes Wachs mit klebriger Konsistenz</li> <li>• Ideal geeignet für die Anstiftung von Gusskanälen und zur Artikulation</li> </ul>	45 g	beige	NA2260603	16,90
 <b>ProArt IPS Empress® Wax</b> – für die Presstechnik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell entwickelt für die Arbeit mit Presskeramiken</li> <li>• Rückstandsfreies Ausbrennen der Wachsobjekte, frei von Verunreinigungen in der Presskeramik</li> </ul>	45 g	beige	NA2260611	16,90
<b>Tauchwachsgranulat mit Kunststoffanteil sattgelb</b>	80 g	gelb	NA2260646	24,90
<b>Isolierlösung Wachs/Gips</b>	250 ml	–	NA2260671	118,60
 <b>Bondal Flux</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flussmittel für Lote mit niedriger Arbeitstemperatur: &lt; 900 °C (Lötungen nach dem Brand und für Universallote)</li> </ul>	14 g	–	NA2100305	27,50
 <b>High Fusing Bondal Flux</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flussmittel für Lote mit höherer Arbeitstemperatur: &gt; 960 °C (Lötungen vor dem Brand)</li> </ul>	14 g	–	NA2100302	27,50

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 28.02.2022 – solange der Vorrat reicht. Diese Angebote sind nicht mit gesonderten Verkaufsaktionen kombinierbar.

Ivoclar Vivadent GmbH  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 889 0  
Fax +49 7961 6326  
info@ivoclarvivadent.de  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

