

Berlín se convierte en un centro para expertos

Expertos renombrados internacionalmente por la comunidad académica y dental se reunirán en Berlín para un Symposium de Expertos Internacionales el 15 Septiembre 2012.

Berlín se convertirá en un punto importante para expertos dentales en Septiembre 2012. Ivoclar Vivadent está organizando un Symposium de Expertos Internacionales con conocidos Líderes de Opinión en el área de las cerámicas sin metal y prótesis sobre implantes. Alrededor de 700 visitantes de todo el mundo se espera que participen en el evento.

Expertos nacionales y extranjeros discutirán las ventajas de los últimos materiales, presentarán propuestas de soluciones innovadoras

y proveerán consejos y trucos útiles para el trabajo diario en cerámica sin metal y prótesis sobre implantes. Presentaciones interesantes y la oportunidad de intercambiar puntos de vista con expertos internacionales harán de esta conferencia una experiencia valiosa.

No se pierda la oportunidad de beneficiarse de la experiencia de expertos y obtener más información sobre el Symposium.

www.ivoclarvivadent.com/IES2012

Próximos eventos internacionales de Ivoclar Vivadent:

16-17 Agosto 2012:
17th Seminario Ivoclar Vivadent
México, Ciudad de México

15 Septiembre 2012:
Symposium de Expertos
Berlín, Alemania




HAGA SU RESERVA

**INTERNATIONAL
EXPERT SYMPOSIUM**
BERLÍN, 15 Septiembre 2012

* Tasa de inscripción 248 euros sin IVA por persona. Reserva anticipada hasta el 20 de Agosto de 2012: 186 euros sin IVA por persona.

Contacto

 España, Portugal: +34 -91-375 78 20

Editor: Ivoclar Vivadent AG
613837/0512/s/galledia

www.ivoclarvivadent.com

update

02|2012



SR Nexco

El composite de laboratorio – Fácil y rápido

SR Nexco composite en pasta para laboratorio de fotopolimerización abre un mundo nuevo en el trabajo del laboratorio dental. Apariencia natural, tolerancia de espesor de película y flexibilidad en la polimerización –trabajar con un composite de laboratorio nunca ha sido tan fácil

EN ESTA EDICIÓN:

- ▶ **SR Nexco**
El composite de laboratorio –
Fácil y rápido
- ▶ **Senior Care**
Una buena sensación en la boca
- ▶ **Programa de Socios de Fresado Autorizado**
Ahora ofrece a los clientes aún más beneficios

COMPETENCE IN IMPLANT ESTHETICS



Apariencia
natural –
con sencillez



El nuevo composite de laboratorio SR Nexco proporciona numerosas ventajas para los laboratorios dentales. Debido a los rellenos micro-opal, SR Nexco Paste tiene propiedades ópticas naturales, que es particularmente favorable para la apariencia estética de una restauración. El efecto de tonalidad es tolerante a distintos niveles de espesor. Esto significa que una tonalidad constante puede ser lograda en una carilla rápida y fácilmente incluso con diferentes espesores o si el espacio es limitado.

Restauraciones con una apariencia natural

Las restauraciones con SR Nexco logran una estabilidad de color durable y un brillo estable como resultado del proceso de polimerización. Usted puede de este modo fabricar restauraciones con una apariencia muy natural en cualquier condición de luz.

Aplicaciones Versátiles

SR Nexco puede ser usado para fabricar restauraciones con o sin estructura. El producto tiene un rango extenso de tonalidades de Gingiva particularmente útil cuando usted crea restauraciones implanto soportadas – con porciones de Gingiva artificial: Con SR Nexco, usted logrará un efecto de tonalidad natural en gingiva artificial de forma selectiva combinándolo con material para base dentaduras de tonalidad idéntica como IvoBase®. Sin embargo, hay más beneficios al usar SR Nexco, particularmente evidentes cuando se trata de fabricar grandes restauraciones protésicas.

SR Phonares® II

Arte en dientes

Para mejorar un buen producto aún más se requieren verdaderas habilidades: Tanto estética como funcionalmente, la primera generación de Phonares® ya tiene establecidos nuevos estándares en prótesis dentales debido a su diseño excepcional y característica de ajuste y adaptabilidad. Como su predecesor, Los nuevos Phonares® II se basan en los últimos hallazgos científicos para alcanzar los requisitos de los clientes.

Para ofrecer a los clientes un amplio campo de aplicaciones, Ivoclar Vivadent ha extendido el rango de componentes de Phonares para incluir nuevos rasgos esenciales. Los colores de los dientes están óptimamente coordinados con el nuevo sistema SR Nexco, el cual está especialmente diseñado para uso en dentaduras parciales y combinadas. Además, la guía de color A-D incluye 16 colores diferentes y cuatro innovadoras tonalidades bleach que facilitan enormemente la comunicación del color entre el laboratorio y el odontólogo. Como resultado, los pacientes se benefician de una restauración con apariencia natural.

Sin embargo, Hay más novedades: El rango existente de 22 formas de dientes anteriores ha sido extendido para incluir dos formas de dientes anteriores inferiores adicionales (L54 y L55). Por consiguiente, los usuarios son óptimamente respaldados en la creación de una restauración de apariencia estética natural, no solo por un amplio rango de formas sino también por el uso de materiales dentales avanzados.

Todas las formas de dientes de Phonares tienen un diseño interproximal que asegura un ajuste interdental ideal. El resultado son dientes con apariencia natural y pacientes felices.



IvoBase® Sistema inyección para dentaduras acrílicas

Preciso. Respetuoso con el tejido. Totalmente automatizado.

En el campo de métodos de fabricaciones para restauraciones removibles, Ivoclar Vivadent está demostrando su fuerza innovadora con el lanzamiento del sistema IvoBase®. El inyector totalmente automatizado IvoBase incluye dos tipos de materiales base dentadura óptimamente coordinados (IvoBase Híbrido e IvoBase Alto Impacto) y ofrece un amplio rango de características.



Por primera vez: IvoBase usa un proceso de inyección y polimerización totalmente automatizada para eliminar contracción química por un flujo continuo de material. Dentaduras con extremada precisión son el resultado. El alto nivel de precisión ahorra a los usuarios un tiempo muy valioso en el acabado de la restauración. Si además del programa de polimerización, el botón RMR (reducción residual de monómero) es activado, el monómero residual contenido puede ser reducido a < 1%, resultando en restauraciones que exhiben un brillo basal y ofrecen un alto confort al usar.

Como una dentadura autopolimerizable de resina, IvoBase ofrece una fuerza de alto impacto excepcional. Reúne e incluso

supera los estándares requeridos para los materiales con mayor resistencia al impacto. IvoBase de alto impacto es especialmente indicado para casos de altas fuerzas de masticación. El segundo material base para dentaduras, IvoBase Hybrid, ha sido usado en aplicaciones clínicas por muchos años.

Telio® CS Cem Implant



El nuevo producto de la línea Telio: Material de cementación semi-permanente

Telio CS Cem Implant es el material ideal para indicaciones semi-permanentes. El nuevo cemento de resina autopolimerizable con opción de fotopolimerización puede ser utilizado para la cementación temporal y permanente de restauraciones en pilares sobre implantes (titanio, oro-, óxido de zirconio).

Telio CS Cem Implant ha sido específicamente diseñado para la cementación de restauraciones reversibles, temporales, semi-permanentes con un periodo de uso de seis meses o más. El cemento es compatible con prácticamente todos los tipos de materiales para coronas provisionales y puentes. Además, este puede ser usado para

cementaciones a largo plazo de restauraciones temporales con o sin estructura metálica elaboradas con e.g. Telio CAD and/or Telio Lab, como también para coronas y puentes permanentes en óxido de zirconio.

El cemento está disponible en dos tonalidades (transparente y opaca). Debido a su

radiopacidad de 200% Al, Telio CS Cem Implant es claramente distinguible entre el pilar, la restauración y el tejido oral blando en los rayos X. Por otra parte, el cemento tiene una fórmula sin eugenol la cual previene la interacción con otros materiales aplicados durante los pasos posteriores del tratamiento.

COMPETENCE IN COMPOSITES



Tetric EvoCeram® Bulk Fill y Bluephase® Style:

Obturaciones Bulk Fill sin desventajas

Colocar incremento tras incremento y fotopolimerizar: Todo odontólogo está familiarizado con estos pasos de trabajo. Tetric EvoCeram® Bulk Fill hace este procedimiento mucho más fácil y rápido, si es usada Bluephase® Style

Algunas cosas se vuelven más fáciles con el tiempo. Esto es particularmente verdad para Tetric EvoCeram Bulk Fill, el cual está basado en la calidad de Tetric EvoCeram

Una obturación, un material, una capa con Tetric EvoCeram Bulk Fill

Una estratificación complicada no es requerida con Tetric EvoCeram Bulk Fill, el cual es fácil de esculpir y moldear. Debido al sistema iniciador equilibrado, el composite puede ser aplicado en capas de hasta 4mm. Las tres tonalidades universales IVA, IVB y IVW disponibles ambas en Cavifil y Jeringa permiten lograr restauraciones posteriores con una apariencia natural.

Un ciclo de polimerización con Bluephase Style

El conducto de luz de Bluephase Style cuenta con un diseño diferente a todos los otros conductos de luz. Este es más corto y de este modo permite acceder fácilmente a toda la superficie del diente sin abrir demasiado la boca. Debido a su amplio diámetro de 10mm, incluso las cavidades extensas son completamente iluminadas. Es por esto, que no son requeridas múltiples exposiciones y las restauración de Tetric EvoCeram Bulk Fill de 4 -mm pueden ser convenientemente polimerizadas en tan solo diez segundos.



Tetric EvoCeram® Bulk Fill

&



Bluephase® Style

Una obturación: Dientes obturados y contorneados sin requerir una capa final

Un material: La consistencia suave del composite mejora la adaptación

Una capa: La técnica de capas de 4-mm agiliza los procedimientos de relleno

Un ciclo de polimerización: Rápida polimerización debido a los 10-mm de ancho del conducto de luz

Diseñada para conquistar

Recién lanzada al mercado y ya distinguida: Bluephase Style ha recibido dos prestigiosos premios de diseño.

En el trabajo diario, el diseño de un equipo juega un papel importante. Un ligero peso y la apropiada distribución del mismo en la mano son criterios que interesan a los usuarios. Estos fueron los aspectos en los cuales nos enfocamos para el desarrollo de la Bluephase Style.

Las lámparas LED usadas convencionalmente tienen un diseño de pistola o de lápiz. La nueva Bluephase Style LED de alto rendimiento, puede ser sostenida de ambas formas. Su diseño ergonómico le permite mantener la mano en una posición natural y permite una polimerización relajada y libre de tensiones – sin importar el tamaño

de la mano. Grapas para tela de caucho, matrices y una capacidad limitada para abrir la boca ya no son un problema. Usted puede aprovechar la luz de polimerización rápidamente – y sin embargo siempre es segura en su mano. Debido al conducto de luz corto, todas las superficies de los dientes pueden ser alcanzadas.

Un premio significativo de calidad

El red dot design award y El IF Design Award son considerados como los premios más importantes y prestigiosos en el mundo del diseño. Por lo tanto, Estos premios hablan de la calidad de la Bluephase Style.



reddot design award
winner 2012



product
design award
2012

red dot design award y IF Design Award – Una prueba de calidad de buen diseño.

Salud oral para las personas mayores

Senior Care de Ivoclar Vivadent consta de productos coordinados y servicios para el manejo profesional de salud oral en personas mayores

Sistemas especializados de Ivoclar Vivadent proporcionan la base para el manejo personalizado de la salud oral en grupos que van desde niños pequeños hasta personas mayores. Estos sistemas cubren los productos y servicios específicos necesarios para satisfacer las diferentes necesidades de este amplio rango de edades. Las soluciones se enfocan en crear una cavidad oral sana, dientes sanos y encías sanas. Adicionalmente, se le ofrece el cuidado apropiado a dientes restaurados y otros aparatos dentales. Aparte del aspecto funcional, la estética y el bienestar también son tratados.

Necesidades especiales para los ancianos

Senior Care cuenta con productos que cuidan los dientes naturales, prótesis totales y tejidos blandos de forma suave y efectiva protegiéndolos por varios años. Estos productos incluyen: Proxyl® – pasta profiláctica para limpieza profesional; Cervitec® - gel para cuidado oral, solución enjuagable y barniz protector que contiene clorhexidina para combatir los gérmenes; Fluor Protector – preparativos para proteger el diente de los ácidos y VivaSens® - un barniz desensibilizante para dientes hipersensibles.

Experiencia completa

Aparte de la experiencia práctica, están disponibles resultados de estudios, en los que se han utilizado los productos para tratar una variedad de problemas en los diferentes grupos de pacientes. Información sobre los beneficios particulares de los productos y sugerencias de aplicación para los diferentes grupos objetivo se proporcionan en la documentación promocional correspondiente.



Una Buena sensación en la boca aumenta el sentido de bienestar en una persona.



Un gel suave para el cuidado oral se utiliza para tratar estomatitis dental (Imagen: Dr A Peschke).

i-Kids Soluciones Dentales Pediátricas

Bluephase® Style: ideal para niños

El niño está sentado en el sillón dental, el Tetric EvoCeram® Bulk Fill ha sido colocado o la fisura ha sido sellada con Heliobond® F. Ahora, un instrumento adecuado es necesario para polimerizar estos materiales.



Para polimerizar los materiales en la boca del niño, la unidad de polimerización debe ser pequeña y fácil de manipular. En estos casos, el proceso de polimerización necesita llevarse a cabo rápidamente y con precisión. La lámpara de polimerización Bluephase® Style y el los productos i-Kids ofrecen una solución confiable. Como la unidad tiene un conducto de luz corto, el cual puede ser rotado 360°, toda clase de superficie del diente puede ser alcanzada, incluso en la pequeña boca de un niño. El proceso de po-

limerización con este equipo es mucho más cómodo para los niños dado que ellos no tienen que mantener la boca muy abierta por mucho tiempo. Adicionalmente, el retractor de labios y mejillas OptraGate® Junior ofrece acceso fácil a la superficie preparada del diente.

Bluephase Style polimeriza todos los materiales de obturación y sellantes de fisuras disponibles en el mercado debido a su LED polywave®.



Suficiente espacio para Bluephase Style en la boca de un niño (Imagen: Dr N. Bartling)

COMPETENCE IN ALL-CERAMICS



Proxyt®


Cuidado Suave

Se ha demostrado que las pastas profilácticas afectan la suavidad de las superficies cerámicas. Los resultados de recientes estudios* confirma la suave acción de Proxyt® fine en restauraciones cerámicas.

El efecto de cuatro diferentes pastas profilácticas en la superficie áspera de cerámica de vidrio (Empress® CAD de Ivoclar Vivadent) fue probada bajo condiciones estandarizadas y comparado con muestras sin

tratamiento. El estudio incluyó Nupro® coarse y Nupro® fine (Dentsply) y Proxyt® coarse y Proxyt® fine (Ivoclar Vivadent). Las pastas abrasivas y Nupro fine mostraron que rayan las superficies cerámicas conside-

blemente. Después del tratamiento con Proxyt fine, las superficies de cerámica no mostraron ningún cambio y su calidad se mantuvo igual.



Rugosidad de la superficie de la cerámica Empress CAD después del tratamiento con varias pastas profilácticas

*Studio: Yazici AR, Antonson DE, Campillo M, Antonson SA, Karaman E, Munoz C: Efectos de las pastas profilácticas en superficies cerámicas. J Dent Res 2012; 91 (Spec Iss A) : 1059 Nupro no es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG.

Programa de Centros de Fresado Autorizado



Ahora ofreciendo a los clientes incluso más beneficios

Ivoclar Vivadent trabaja conjuntamente con Socios de Fresado Autorizados. Estos centros de fresado han sido certificados por Ivoclar Vivadent porque implementan procesos coordinados. Este programa provee a los clientes con los siguientes beneficios:

- Restauraciones de alta-precisión con una excelente calidad en la superficie
- Altos estándares de calidad: Materiales y restauraciones que son científicamente probados
- Productos y sistemas coordinados para finalizar las restauraciones

Ahora dos nuevas innovaciones ofrecen incluso más beneficios:

1. Introducción de IPS Express CAD:

- Efectivo inmediatamente, los clientes pueden solicitar las restauraciones unitarias elaboradas con IPS Express CAD, por ejemplo, coronas, inlays, onlays y carillas, en una versión de alta-translucidez (HT) o en una versión de baja translucidez (LT).
- El amplio rango incluye los Multi block de IPS Express CAD. Estos bloques permiten a los clientes imitar la transición natural del color en la restauración y obtener una tonalidad natural en las restauraciones y obtener "alta estética con un click".
- El proceso de acabado es sencillo y eficiente: Las restauraciones con IPS Express CAD ya sean pulidas o glaseadas.



Las propiedades estéticas de IPS Express CAD Multi-Blocks permiten que la naturalidad de los dientes sea recreada exactamente. La parte cervical de la restauración muestra una alta saturación y una fuerte fluorescencia. Este disminuye hacia la parte incisal. El posicionamiento individual en el software proporciona la flexibilidad necesaria.

2. Morfología de apariencia natural para IPS e.max® CAD y coronas IPS Express CAD:

- Morfología detallada y natural
- Más comodidad– diseño y función están óptimamente aplicados al proceso de transformación.
- Eficiencia – Sin retoques manuales



Las coronas posteriores IPS e.max CAD han sido recreadas en detalle exacto con el nuevo proceso tecnológico.

Una página web portátil

Con efecto inmediato, la página web de Ivoclar Vivadent está disponible en un formato que es compatible con los teléfonos móviles y tablet PCs.

Esta nueva versión de la página de inicio de Ivoclar Vivadent diseñada especialmente para dispositivos móviles permite que las personas interesadas se informen sobre los últimos productos y la información ofrecida por la compañía, donde sea y en cualquier momento. La versión de la web compatible con móviles tiene una vista agradable. El sistema amigable de navegación permite a los usuarios explorar a través de contenidos en el sitio web fácil y rápido. Los usuarios de internet pueden encontrar lo que buscan con solo unos cuantos clicks. El sitio web se muestra de forma óptima en cualquier dispositivo móvil. Adicionalmente, una función de búsqueda diseñada inteligentemente ofrece un acceso fácil a una amplia selección de productos y a una gran cantidad de información.

Asistencia efectiva en la consulta de los pacientes

Los odontólogos están aumentando en el papel de asesores. Las charlas de asesoría con los pacientes, sin embargo, demandan tiempo. Para ofrecer asistencia, Ivoclar Vivadent ha creado varios folletos para el paciente los cuales proveen información de preguntas frecuentes realizadas por los pacientes.

IPS InLine® – Por su sonrisa

El sistema IPS InLine ofrece al paciente una solución estética de alta calidad en el caso de dientes defectuosos o incluso la falta de dientes. El material de cerámica-leucita es particularmente adecuado para la combinación probada de una estructura de metal y un blindaje de cerámica. La información para el Paciente de IPS InLine informa al paciente sobre las ventajas de una restauración estética y estable y el efecto positivo de estas restauraciones para la salud oral. Sonreír juntos, mostrando alegría y dando un aire de bienestar y felicidad: El sistema IPS InLine lo hace posible.



Cuidado profesional dental y oral

El cepillado de los dientes por sí solo no es a menudo suficiente para mantener una buena salud dental y oral y asegurar la calidad de las restauraciones y sustituciones de dientes. Un número creciente de personas están usando productos adicionales profesionalmente recomendados en el hogar.

Los Folletos enfocados a un grupo objetivo de pacientes sobre Cervitec® Gel, Cervitec Liquid y Fluor Protector Gel proporcionan valiosos consejos sobre cómo aplicar estos productos fácilmente. Estos folletos apoyan la asesoría dental en la práctica y contribuyen a un tratamiento profesional exitoso.

El folleto para el paciente está disponible de forma gratuita en inglés y alemán. Se puede solicitar a su representante de ventas o en la casa matriz de la compañía en Schaan (+423 235 3636).

Siga a Ivoclar Vivadent en internet

Ivoclar Vivadent está ahora presente en Facebook con sus propias páginas específicas de cada país. Esto asegura que los clientes reciban información que es relevante para ellos y que se mantengan informados de las últimas noticias del mercado de Ivoclar Vivadent.

Mientras la página internacional en Facebook de Ivoclar Vivadent informa sobre las noticias globales, las páginas del país permiten a los clientes beneficiarse de la información que es específica para su región. Los clientes están más cerca de lo que está pasando en su territorio y reciben información rápida sobre los eventos regionales y noticias de Ivoclar Vivadent. Alemania, Austria, Suiza Francia, El Reino Unido, Japón, México y América Latina ya están presentes en Facebook con sus propias páginas y han adquirido una gran cantidad de seguidores. El número de seguidores en la página global de Facebook también continúa creciendo cada día. Échele un vistazo y conviértase en un seguidor de la página regional o la página global de Ivoclar Vivadent. Estamos deseando darle la Bienvenida.