



Διακρίνονται από καινοτομία

Τα υγιή δόντια χαρίζουν λαμπερό χαμόγελο. Προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό κάθε μέρα. Μας εμπνέει στην έρευνα για καινοτόμες, οικονομικές και αισθητικές εφαρμογές για άμεσες εμφρακτικές διαδικασίες και για κατασκευή έμμεσων ακίνητων και κινητών αποκαταστάσεων, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας ποιοτικά προϊόντα, για να βοηθάτε τους ανθρώπους να επανακτήσουν όμορφο χαμόγελο.

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επίσημοι διανομείς:

Ελλάδα:

Dental Vision ΕΠΕ

Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800
www.dentalvision.gr

SADENT AEBE

Παιανία, 210 80 49 493
Γουδί, τηλ: 210 77 77 608
Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 968 799
Θεσσαλία, τηλ: 2410 549 168
www.sadent.com

Κύπρου:

dentalcon trading ltd.

Λευκωσία, τηλ: 22 466 000
www.dentalcon.com.cy

update

03 | 2012



Tetric EvoFlow®

Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό

Η λεπτόρρευση ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη – η Tetric EvoFlow® – είναι τώρα διαθέσιμη σε νέα εργονομική συσκευασία. Η ρητίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία και άνεση.

Σε αυτό το τεύχος:

- ▶ **Tetric EvoFlow®**
Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό
- ▶ **Θα θέλατε κάτι περισσότερο;**
Οδοντοστοιχίες εξατομικευμένες όπως οι ασθενείς
- ▶ **IPS e.max® Πληροφορίες για τους ασθενείς**
Δυνατότητα ευελιξίας επιλογών με το IPS e.max

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΡΗΤΙΝΕΣ



Η εταιρεία Ivoclar Vivadent φθάνει στην καρδιά του θέματος με την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού του Tetric EvoFlow®. Η λεπτόρρευση ρητίνη Tetric EvoFlow μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και με ακρίβεια στα σημεία που πρέπει, με τη βοήθεια του νέου μεταλλικού άκρου των 0,9 χιλ. Τα Cavifils είναι επίσης εξοπλισμένα με ένα εξαιρετικά λεπτό άκρο. Τα λεπτά αυτά άκρα είναι ιδανικά για την τοποθέτηση υλικού σε αποκαταστάσεις ελάχιστης παρέμβασης, σε μικροσκοπικές κοιλότητες που προσεγγίζονται δύσκολα. Επιπλέον, η ακρίβεια εφαρμογής διευκολύνεται και από τον εργονομικό σχεδιασμό της σύριγγας εφαρμογής, όπου η συγκρατητική εσοχή επιτρέπει στη σύριγγα να εφαρμόζει με

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια.

Ρευστό και σταθερό ταυτόχρονα

Τόσο η ρευστότητα όσο και η σταθερότητα του Tetric EvoFlow είναι εξαιρετικές εξωτερικά και εσωτερικά, προσφέροντας μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά. Η λεπτόρρευση σύνθετη ρητίνη είναι κατάλληλη για το σύνολο των αποκαταστάσεων, εξαιτίας της ιδανικής της σύστασης, που συνδυάζει βέλτιστη ρευστότητα με εξαιρετική σταθερότητα: το υλικό ρέει όταν χρειάζεται, ενώ είναι σταθερό όποτε αυτό απαιτείται. Ο ρυθμιστής ρευστότητας είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά αυτή, αφού

Το Tetric EvoFlow με μια ματιά:

- Ρευστό όταν το επιθυμείτε. Σταθερό όταν είναι απαραίτητο.
- Ιδανική σύσταση για όλων των ειδών τις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
- Η λεπτόρρευση ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.



ρυθμίζει τη ρευστότητα του υλικού από την έναρξη της εφαρμογής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παραμένουν κενά κάτω από την αποκατάσταση, ακόμα και όταν αποκαθίστανται δόντια σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης. Το Tetric EvoFlow διατίθεται σε μια ολοκληρωμένη σειρά αποχρώσεων και η σειρά αυτή έχει πλέον συμπληρωθεί με 3 ακόμα αποχρώσεις: B1 αδαμαντίνη, A2 οδοντίνη και B2 οδοντίνη. Τα υλικά οδοντίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν διαφορές χρώματος σε οπίσθια δόντια. Η ευρεία αυτή σειρά υλικών διευκολύνει στην επιλογή της κατάλληλης απόχρωσης.

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Ένα νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας στις αποκαταστάσεις οπισθίων



Το Tetric EvoCeram® Bulk Fill είναι η νέα ρητίνη μονής εφαρμογής 4-χιλ από την Ivoclar Vivadent. Το υλικό αυτό εξασφαλίζει αποδοτικότερες αποκαταστάσεις οπισθίων, προσφέροντας μια απλουστευμένη κλινική διαδικασία: εφαρμογή, διαμόρφωση, πολυμερισμό – ολοκλήρωση.

Οι προηγούμενες μέθοδοι εφαρμογής απαιτούσαν τοποθέτηση αρκετών στρωμάτων ρητίνης 2 χιλ, με ενδιάμεσους πολυμερισμούς, έως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της κοιλότητας. Πλέον η ρητίνη οπισθίων Tetric EvoCeram® Bulk Fill μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώματα τουλάχιστον 4 χιλ και στη συνέχεια να πολυμεριστεί σε ένα στάδιο. Εκτός των δύο ενεργοποιητών φωτοπολυμερισμού, καμφοροκινόνης και Lucirin, που χρησιμοποιούνται συνήθως, στο Tetric EvoCeram Bulk Fill έχει προστεθεί και ένας επιπλέον παράγοντας που προάγει τον πολυμερισμό, το Ivocerin. Ο συγκεκριμένος ενεργοποιητής είναι πολύ πιο ισχυρός από τους συμβατικούς και η αντίδραση πολυμερισμού λαμβάνει χώρα με αξιόπιστο τρόπο, ακόμα και σε βαθιές κοιλότητες. Το Tetric EvoCeram Bulk Fill μπορεί να πολυμεριστεί αποτελεσματικά μόνο σε 10 δευτερόλεπτα ($\geq 1,000 \text{ mW/cm}^2$), π.χ. με τη χρήση της συσκευής Bluephase® Style ($1.100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10 \%$).

Ημιδιαφάνεια παρόμοια με της φυσικής αδαμαντίνης

Η ημιδιαφάνεια είναι ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ρητίνης. Όσο πιο σκούρα και πιο αδιαφανής είναι η απόχρωση, τόσο μικρότερο θα είναι το βάθος πολυμερισμού, διότι μικρότερη ποσότητα φωτός θα είναι διαθέσιμη για τους ενεργοποιητές. Φυσιολογικά, το βάθος πολυμερισμού των 4 χιλ, που προτείνεται για το Tetric EvoCeram Bulk Fill, είναι εφικτό εφόσον το υλικό έχει υψηλή ημιδιαφάνεια ή περιέχει μικρό μόνο ποσοστό ενισχυτικών παραγόντων. Από αυτή την άποψη, οι συμβατικοί ενεργοποιητές φθάνουν γρήγορα στα όρια της απόδοσής τους. Σε αντίθεση με άλλες ρητίνες μονής εφαρμογής, η Tetric EvoCeram Bulk Fill χαρακτηρίζεται από 15% ημιδιαφάνεια, παρόμοια με της φυσικής αδαμαντίνης. Επιπλέον, η πατέντα του ενεργοποιητή από την Ivoclar Vivadent διασφαλίζει αξιόπιστο βάθος πολυμερισμού.

Η επίδραση του ενισχυτικού παράγοντα πολυμερισμού Ivocerin



+ Συμβατικό σύστημα ενεργοποιητών Ivocerin

Πλήρης πολυμερισμός των στρωμάτων 4 χιλ

Επιπλέον των συμβατικών ενεργοποιητών πολυμερισμού, το Ivocerin από τον Ivoclar Vivadent χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ταχύ και αξιόπιστο πολυμερισμό σε βάθος 4 χιλ.

Το Tetric EvoCeram® Bulk Fill βραβεύτηκε με την κορυφαία βαθμολογία

Το ανεξάρτητο κέντρο ελέγχου των ΗΠΑ «The Dental Advisor» βράβευσε το υλικό Tetric EvoCeram Bulk Fill με την κορυφαία διάκριση «five-star top mark of 'Excellent'» και με τη διάκριση «Editor's Choice». Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ιδιότητες του υλικού.

Σχόλιο από έναν ειδικό

«Αυτό είναι πλέον το δικό μου υλικό για τις αποκαταστάσεις οπισθίων».

Bluephase® Style


Βραχύ ρύγχος μεγάλης απόδοσης

Μικρή και εύχρηστη, η συσκευή φωτοπολυμερισμού Bluephase® Style LED επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις οδοντικές επιφάνειες, ακόμα και σε περιοχές δύσκολης προσπέλασης, λόγω του κοντούτερου ρύγχους του φωτοκαθετήρα.

Ο φωτοκαθετήρας του Bluephase Style είναι εντελώς διαφορετικός από τις συμβατικές συσκευές φωτοπολυμερισμού. Είναι αισθητά μικρότερος, διευκολύνοντας τον φωτοπολυμερισμό, ακόμα και κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες. Το Bluephase Style ενδείκνυται σε ασθενείς που δυσκολεύονται να κρατήσουν ανοικτό το στόμα, καθώς και σε παιδιά. Λόγω της μεγάλης διαμέτρου

των 10 χιλ, το Bluephase Style μπορεί να καλύψει πλήρως την επιφάνεια μεγάλων κοιλοτήτων και να καταργήσει τη χρονοβόρο διαδικασία των πολλαπλών κύκλων πολυμερισμού για αποκαταστάσεις έκτης ομάδας (MOD). Ο φωτοκαθετήρας μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών. Το Bluephase Style είναι ασύρματη

συσκευή φωτοπολυμερισμού με υψηλή απόδοση που φθάνει τα 1.100 mW/cm² ± 10%. Εξοπλισμένη με τη δοκιμασμένη τεχνολογία Polywave® LED, είναι κατάλληλη για όλους τους σύγχρονους ενεργοποιητές φωτοπολυμερισμού και τα οδοντιατρικά υλικά που ενεργοποιούνται σε μήκη κύματος από 385 ως 515 nm.



Φωτογραφίες: Dr Eduardo Mahn, Σαντιάγκο Χιλή



Αριστερά: Το βραχύ ρύγχος του φωτοκαθετήρα διευκολύνει την πρόσβαση στο θεραπευτικό πεδίο.

Δεξιά: Συμβατική συσκευή LED με μακρύ άκρο φωτοκαθετήρα.

Cervitec® Plus

Αποτελεσματική προστασία ενάντια στην τερηδόνα των ριζών

Οι εκτεθειμένοι αυχένες των δοντιών αντιπροσωπεύουν περιοχές με υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδόνας της ρίζας. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα στον συγκεκριμένο τύπο τερηδόνας.

Ενώ οι ασθενείς μεγαλώνουν, τα ούλα τους μπορεί να υποχωρήσουν, οπότε οι αυχένες των δοντιών και οι επιφάνειες των ριζών εκτίθενται στη μικροβιακή χλωρίδα, χωρίς προστασία. Η κατάσταση αυτή απαιτεί ειδικά προληπτικά μέτρα και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Το προστατευτικό βερνίκι Cervitec® Plus αναστέλλει αποδεδειγμένα τον σχηματισμό τερηδόνας στις ρίζες και επιτρέπει στοχευμένο

έλεγχο των τερηδογόνων βακτηριδίων. Σε συνάντηση εμπειρογνομόνων της Αμερικανικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ADA) προτάθηκε η εφαρμογή βερνικιού με χλωρεξιδίνη και θυμόλη – όπως είναι το Cervitec Plus – για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας των ριζών (Rethman et al. 2011). Το βερνίκι θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 3 μήνες.

Βιβλιογραφία: Rethman MP et al.: Nonfluoride caries-preventive agents: Executive summary of evidence-based clinical recommendations. JADA 2011; 142: 1065–1071. <http://jada.ada.org/content/142/9/1065>



Στοχευμένη εφαρμογή του Cervitec Plus στον αυχένα του δοντιού για την πρόληψη της τερηδόνας της ρίζας (Φωτογραφία: Dr A. Peschke).



Cervitec Plus: βερνίκι προστασίας με χλωρεξιδίνη και θυμόλη.

Θα θέλατε κάτι περισσότερο;

Οδοντοστοιχίες εξατομικευμένες όπως οι ασθενείς: Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα με νέα, συμβατά μεταξύ τους προϊόντα από την Ivoclar Vivadent.


IvoBase® Σύστημα έγχυσης

Υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών που δεν είναι παντού ομοιόμορφο

Η ποιότητα της βάσης της οδοντοστοιχίας εξαρτάται σημαντικά από τις φυσικές ιδιότητες, την ακρίβεια εφαρμογής και την περιεκτικότητα σε υπολειπόμενο μονομερές του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή. Το υλικό IvoBase® είναι προδοσολογημένο σε κάψουλες. Έτσι, μπορεί να αναμιχθεί χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και χωρίς επαφή με το δέρμα. Η διαδικασία ελεγχόμενης έγχυσης του IvoBase® Injector είναι πλήρως αυτοματοποιημένη: Η χημική συστολή κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού αντισταθμίζεται από τη συνεχή πίεση του υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία "RMR" (Residual Monomer Reduction – μείωση υπολειπόμενου μονομερούς) είναι μια απόλυτη καινοτομία. Μειώνει το υπολειπόμενο μονομερές που περιέχεται στη βάση σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό <1%.

Η απόχρωση 34-V του IvoBase High Impact είναι ακριβώς ίδια με την απόχρωση BG 34 της εργαστηριακής ρητίνης SR Nexco. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετική ταύτιση των αποχρώσεων.

Χωρίς εξατομίκευση



SR Phonares® II

Δόντια οδοντοστοιχίας με εντυπωσιακή εμφάνιση


Τα δόντια οδοντοστοιχίας ικανοποιούν τις υψηλές προσδοκίες – των ασθενών. Τα δόντια σχεδιασμένα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη φυσικότητα, ώστε να συντάσσονται εύκολα και γρήγορα, να έχουν ίδια απόχρωση με το υλικό της οδοντοστοιχίας. Οι οδοντίατροι θέλουν ανθεκτικές οδοντοστοιχίες. Η σειρά δοντιών απόδοση, λειτουργικότητα και αντοχή – για «ζωντανές» αποκαταστάσεις.





χθεί. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο – για να δημιουργήσουν ένα πλήρες και
Vivadent.

Με εξατομίκευση



SR Nexco

**Φυσική εμφάνιση:
επιτυγχάνεται εύκολα**

Το SR Nexco είναι μια αμιγώς φωτοπολυμεριζόμενη εργαστηριακή ρητίνη, που περιέχει ως ενισχυτικό μικρο-σπάλιο και είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην προσθετική των οδοντοστοιχιών. Το ιδανικό χρώμα της βάσης είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αποχρώσεων. Η απόχρωση 34-V του IvoBase® είναι ακριβώς ίδια με την απόχρωση Basic Gingiva 34 του SR Nexco. Χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τα Intensive Gingiva και τα Gingiva, μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευασθούν ούλα με φυσική εμφάνιση. Επιπλέον, οι οδοντοστοιχίες SR Phonares II μπορούν να τροποποιηθούν και να υποστούν εξατομίκευση με το SR Nexco. Επίσης, τα κράματα από την Ivoclar Vivadent μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή σκελετών. Τα συνδυαζόμενα προϊόντα δίνουν πολλαπλές, νέες δυνατότητες.

Κύριες ιδιότητες

ενών, των οδοντοτεχνιτών και των οδοντιάτρων. Οι ασθενείς θέλουν αισθητικά μην ξεχωρίζουν από τα φυσικά δόντια. Οι οδοντοτεχνίτες θέλουν δόντια που να αισθητική επικάλυψη και να μπορούν να εξατομικευτούν, όταν είναι απαραίτητο. Το SR Phonares® II ικανοποιεί όλες αυτές τις απαιτήσεις: φυσική αισθητική

**«Πιστοί στο σύνθημα:
Επειδή θέλουμε κάτι
περισσότερο»**



Πρόγραμμα «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις»



Νέοι συνεργάτες σε Γερμανία, Σουηδία, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία

Η Ivoclar Vivadent διευρύνει την επιτυχημένη συνεργασία με κέντρα φρεζαριστών αποκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι πελάτες επωφελούνται από αποκαταστάσεις μεγάλης ακρίβειας –σταθερής ποιότητας.

Σε όλο τον κόσμο οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αισθητικές αποκαταστάσεις από τους «Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις» του Ivoclar Vivadent. Πρόκειται για εξουσιοδοτημένα κέντρα φρεζαρίσματος που ακολουθούν πιστοποιημένες διαδικασίες: διαδικασίες προσαρμοσμένες στα υλικά της Ivoclar Vivadent και στις ιδιότητές τους.

Το πρόγραμμα διευρύνθηκε με την προσθήκη τεσσάρων ακόμα ισχυρών συνεργατών:

- Ο **Infinident** στη Γερμανία χρησιμοποιεί αποκλειστικά πιστοποιημένα υλικά, τα οποία αναπτύχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο φάσμα εφαρμογών. Ως ένας νέος «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις», ο Infinident εμπιστεύεται και στηρίζεται στα CAD/CAM υλικά της Ivoclar Vivadent.
- Ο **OpenMill** παρέχει οδοντιατρική τεχνολογία CAD/CAM και μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πελάτες της Σκανδιναβίας. Για τον σκοπό αυτό, ο OpenMill εμπιστεύεται και στηρίζεται στα υψηλής ποιότητας, ευέλικτα προϊόντα του Ivoclar Vivadent.
- Ο **Digitek Dental Solutions** έχει την έδρα του στο Χονγκ Κονγκ και προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων σε πελάτες της Ασίας. Οι αποκαταστάσεις κατασκευάζονται με σύγχρονη τεχνολογία CAD/CAM και υλικά υψηλής ποιότητας από την Ivoclar Vivadent.
- Ο **Wada** είναι από τα μεγαλύτερα εργαστήρια και κέντρα φρεζαριστών στην Ιαπωνία. Ως «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις», ο Wada παρέχει σύγχρονη τεχνολογία CAD/CAM και υλικά από την Ivoclar Vivadent.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ivoclar Vivadent ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.ivoclarvivadent.com/amp

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις» οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Αποκαταστάσεις υψηλής ακρίβειας με εξαιρετική επιφανειακή ποιότητα.
- Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας: τα υλικά και οι αποκαταστάσεις δοκιμάζονται επιστημονικά.
- Συνδυασμένα προϊόντα και συστήματα λύσεων για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.

IPS e.max®

Πληροφορίες για τον ασθενή

Δυνατότητα ευελιξίας επιλογών με το IPS e.max®

Η επιθυμία για όμορφα και φυσικά δόντια – και ένας καλός λόγος για τους ασθενείς να ασχοληθούν με την επιλογή και την ποιότητα των αποκαταστάσεων. Αλλά πώς θα ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση;

Με το IPS e.max, οι ασθενείς έχουν στη διάθεσή τους αποκαταστάσεις υψηλής αντοχής και αισθητικής. Το ολοκεραμικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό περιστατικών, από λεπτές όψεις μέχρι γέφυρες 12 τεμαχίων. Το έντυπο πληροφοριών για τον ασθενή του IPS e.max είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα έντυπα που υπάρχουν στα οδοντιατρεία δίνουν πληροφορίες για τις «ολοκεραμικές αποκαταστάσεις» – ένα θέμα που έχει πάντα σημασία όταν ένα δόντι πρέπει να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί. Διότι σημαντικό δεν είναι να αποκατασταθεί μόνο η λειτουργία: μια ελκυστική αισθητική εμφάνιση είναι επίσης απαραίτητη. Παράλληλα με τις

πληροφορίες για τη θεραπευτική επιλογή των ολοκεραμικών, το έντυπο πληροφοριών για τον ασθενή του IPS e.max περιγράφει εν συντομία τις σημαντικότερες ενδείξεις (όψεις, στεφάνες, γέφυρες, επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις) μέσω κλινικών περιστατικών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του Ivoclar Vivadent.



Tooth fillings

If a tooth is only partially damaged due to e.g. caries, a filling or onlay may be sufficient to fix it. An all-ceramic inlay is a restorative ceramic filling which is used for smaller defects on steady teeth. Fillings made of amalgam are a thing of the past. All-ceramic inlays cannot be distinguished from the natural tooth structure.



Before: Dark filling material onlay



After: Tooth restored through usage of all-ceramics

Michael is happy about the very esthetic result:

"I have always been dissatisfied with my black fillings and stained teeth. The important thing for me was to choose a material that is biocompatible but previous esthetic appearance of my teeth to be restored. This is why I chose all-ceramics."



Το έντυπο ασθενών είναι διαθέσιμο δωρεάν στην Αγγλική και στη Γερμανική. Μπορεί να παραγγελθεί από τον αντιπρόσωπό σας ή από τα κεντρικά στο Σάαν, τηλ: +423 235 3636.

OptraGate® ExtraSoft

Βέλτιστη ορατότητα όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία ενδοστοματικής σάρωσης

Για τους οδοντίατρους, η ορατότητα στο πεδίο εργασίας είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή θεραπεία. Το ίδιο απαιτείται και κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας ενδοστοματικής σάρωσης: μόνο με την ψηφιακή απεικόνιση υψηλής ακρίβειας μπορεί να διασφαλιστεί βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το OptraGate® ExtraSoft απωθεί το χείλος και την παρειά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην περιοχή της αποκατάστασης. Είναι μαλακό και εύκαμπτο, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε γνάθο και πρόσωπο και επομένως είναι πολύ άνετο κατά τη χρήση. Το OptraGate είναι ένα δημοφιλές βοήθημα για τους οδοντίατρους και τους βοηθούς τους, αφού τους εξασφαλίζει άνετη εργασία κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας. Το φάσμα εφαρμογής του περιλαμβάνει το σύνολο των οδοντιατρικών εργασιών, από τις προληπτικές παρεμβάσεις μέχρι την ορθοδοντική θεραπεία.

Ακόμα και στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, το OptraGate διευκολύνει ιδιαίτερα στη λήψη ενδοστοματικών φωτογραφιών. Το OptraGate ExtraSoft δημιουργεί ένα εύκολης πρόσβασης και καθαρό πεδίο εργασίας και επομένως διασφαλίζει τη βασική προϋπόθεση για υψηλής ποιότητας θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το OptraGate διευκολύνει σημαντικά την ψηφιακή σάρωση – τόσο κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, όσο και κατά τη λήψη ψηφιακών αποτυπωμάτων.



OptraGate – βέλτιστη ορατότητα για ενδοστοματική σάρωση (Φωτογραφία: Dr. Lukas Enggist).