

Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 9. Oktober 2014

Mehr Flexibilität im Labor

Erweiterung des IPS InLine-Metallkeramik-Systems von Ivoclar Vivadent bringt noch mehr Anwendungsfreiheit

Oft sind es kleine Dinge, die mehr Flexibilität und Erleichterung in den Laboralltag bringen. Hierzu zählt auch der neue IPS InLine System Powder Opaquer. Dieser ermöglicht systemübergreifend mehrere Anwendungstechniken.

Eine überschaubare Anzahl an Komponenten und ein umfangreiches Applikationsspektrum je nach prothetischer Situation: Das IPS InLine-System bietet von der unkomplizierten Einschichttechnik über die konventionelle Mehrschichttechnik bis hin zum Press-on-Metal-Verfahren sämtliche Verarbeitungsmöglichkeiten. Dieser Flexibilität folgt auch der neue IPS InLine System Powder Opaquer, der mit allen Systemkomponenten anwendbar ist.

Für die Anwender ergeben sich dadurch wirtschaftliche und technologische Vorteile. Der Pulveropaker eignet sich gleichermassen für die klassische Anwendung mit Pinsel beziehungsweise Instrument wie auch für die Spray-on-Technik. Verwendet wird dabei stets das IPS InLine System Powder Opaquer Liquid.

Schnelle Verblendung aller CAD/CAM- und Guss-Metallgerüste

Die homogene Struktur des neuen Pulveropakers mit optimierter Korngrößenverteilung ermöglicht eine hohe Standfestigkeit beim Applizieren und eine hohe Brennstabilität. Dank optimal eingestellter Trübung und abgestimmter Farbsättigung lässt sich die gewünschte Farbe problemlos erreichen. Durch seine hohe Deckkraft ermöglicht der Pulveropaker selbst bei sehr dünnen Schichten eine schnelle Abdeckung der Gerüste. Die Gerüste können dabei im klassischen Gussverfahren oder mit digitalen Prozessen hergestellt sein.

IPS InLine® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Bildlegende:

(IPS InLine System Powder Opaquer & Liquid.jpg)

Abb.: Der neue Pulveropaker und das dazugehörige Liquid

Medienkontakt:

André Büssers
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: andre.buessers@ivoclarvivadent.com