

Tabla de correspondencia de colores

para prótesis combinadas

Los nuevos colores de SR Vivodent® S PE se utilizan como punto de referencia en la siguiente tabla.

Denominación de colores

| Colores S PE | 01 | 1A | 2A | 1C | 2B | 1D | 1E | 2C | 3A | 5B | 2E | 3E | 4A | 6B | 4B | 6C | 6D | 4C | 3C | 4D |
|--------------|----|----|----|-----|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Colores A-D | A1 | A2 | A3 | --- | A3,5 B3 | --- | --- | --- | B4 | --- | --- | --- | --- | D3 | D4 | C3 | C4 | A4 | --- | --- |

La comparación de colores debe realizarse bajo unas condiciones adecuadas de luz (temperatura de color 5500° K) o con luz día. Las comparaciones de color que se muestran en la tabla son valores de referencia aproximados.

La elección idónea en la selección del color y la estratificación se puede conseguir utilizando los materiales recomendados y de acuerdo con las indicaciones del fabricante.