

Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 1. September 2016

Adhäsiv mit integrierter Desensibilisierung

Adhese Universal: Risiko postoperativer Sensibilitäten verringert

Adhese Universal ist ein lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv für direkte und indirekte Versorgungen sowie für alle Ätztechniken. Ein individueller Desensibilisierungseffekt verhindert Flüssigkeitsbewegungen in den Dentinkanälchen. Dadurch wird das Risiko postoperativer Sensibilitäten verringert.

Die Benetzung und Infiltration der Dentintubuli unter feuchten und trockenen Bedingungen erfolgt durch Kontakt mit den hydrophilen Lösungsmitteln und Methacrylat-Monomeren, die in dem Adhäsiv enthalten sind. Zusätzlich werden die sauren Komponenten im Dentin als unlösliche Calcium-Ionen-Salze ausgefällt, was die mechanische Blockade und Versiegelung der Dentinkanälchen noch unterstützt. Dieser integrierte „Desensibilisierungseffekt“ verhindert Flüssigkeitsbewegungen in den Dentinkanälchen. Er verringert damit das Risiko von Micro-Leakage und postoperativen Sensibilitäten.

Integrierter Schutz vor Dentin-Hypersensibilität

Adhese Universal sorgt für eine mechanische Blockade und für eine Versiegelung der Dentintubuli unter feuchten und trockenen Bedingungen. Es erzielt eine homogene Adhäsivschicht mit ausgeprägter Zapfenbildung, die das Dentin zuverlässig versiegelt. Flüssigkeitsbewegungen in den Tubuli und die damit in Zusammenhang stehenden postoperativen Sensibilitäten werden vermindert.

Adhese® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Bildlegende:

(Desensitizing.jpg)

Abb.: Reduktion der Flüssigkeitsbewegungen in den Dentintubuli nach Anwendung von Adhese Universal

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Medienkontakt:

André Büssers
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: andre.buessers@ivoclarvivadent.com