

Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 5. Dezember 2016

Einfach, schnell und ökonomisch

Mit neuem Software-Add-on pressfertige Wachsbaume für IPS e.max- Presstechnik herstellen

Die Wachsbaumfunktionalität „Wax Tree“ führt die moderne 3D-Drucktechnologie und die bewährte Presstechnologie zusammen. So lassen sich IPS e.max Press-Restaurationen einfach und ökonomisch herstellen.

Das neue Software-Add-on „Digital Press Design – Wax Tree“ ermöglicht es, mehrere Pressobjekte zu einem Wachsbaum zusammenzufügen. Dadurch wird der Anstiftvorgang deutlich verkürzt. Die Presskanäle werden automatisch an den Pressobjekten positioniert und nach Vorgaben der Gebrauchsinformation innerhalb des IPS Sprue Guide ausgerichtet. Das erhöht die Sicherheit und die Qualität des gesamten Pressprozesses. Individuelle Korrekturen hinsichtlich Anstiftposition und Länge des Presskanals bleiben möglich.

Offen für viele Anwender

Die Wachsbaume lassen sich über einen 3D-Drucker herstellen. Anschliessend können sie in den Pressprozess überführt werden. Beim Ausgabeformat des Wachsbaumes handelt es sich um ein offenes STL-Format. Daher lassen sich alle gängigen 3D-Drucker verwenden, kombiniert mit einem für die IPS e.max-Presstechnik geeigneten, ausbrennbaren Material.

Flexibel verwendbar

Die Software basiert auf der CAM-Software „CAMbridge“ von 3Shape. Sie steht Wieland-Kunden als Add-on zur Verfügung. Alle Nicht-Wieland-Kunden, die jedoch ein Dentalsystem von 3Shape besitzen, können die Software über einen sogenannten „Second Dongle“ nutzen.

IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Bildlegende:

(Wachsbaum.jpg)

Abb.: Design eines IPS e.max Press-Wachsbaums mit dem Software-Add-on “IPS e.max Digital Press Design – Wax Tree”

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Medienkontakt:

André Büssers
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: andre.buessers@ivoclarvivadent.com