

Medienmitteilung

Schaan, Liechtenstein – 23. Januar 2017

Universal-Legierung für viele Indikationen

BioUniversal KFG+: das «Plus» bei Universal-Legierungen

Die neue Universal-Legierung BioUniversal KFG+ ist für ein breites Indikationsspektrum geeignet. Sie ist einfach zu vergiessen und kompatibel zum Labor-Composite SR Nexco.

BioUniversal KFG+ ist eine wirtschaftliche Universal-Legierung. Es handelt sich um eine gezielte Weiterentwicklung der Legierung BioUniversal KFG, die durch die neue Universal-Legierung abgelöst wird.

Viele Vorteile für Anwender

Die geringe Dichte der Legierung spart Kosten mit jeder Krone. So kalkulieren Dentallabore ihre Preise profitabler. Die kupferfreie Legierung verhindert ein Anlaufen der Innenseiten bei Teleskop- und Konuskronen. Es treten keine Reaktionen oder Verfärbungen des Gewebes auf. Die Legierung zeigt trotz des geringen Goldanteils eine intensive gelbe Farbe. Dies gibt der Verblendung ein natürliches und ästhetisches Erscheinungsbild.

Für viele Indikationen geeignet

Die Legierung eignet sich insbesondere für Onlays, $\frac{3}{4}$ -Kronen, Kronen, Teleskop- und Konuskronen, Brücken mit kleiner und grosser Spannweite, Wurzelstifte, Stege, Konstruktionselemente, Implantat-Suprastrukturen und Modellguss. Sie ist geeignet für die Fräs- und Doppelkronentechnik sowie für die Verblendung mit niedrigschmelzenden Spezialkeramiken und dem lichthärtenden Labor-Composite SR Nexco.

SR Nexco® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Bildlegende:

(BioUniversal_KFG+.jpg)

Abb.: BioUniversal_KFG+: Das Plus bei Universallegierungen

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Medienkontakt:

André Büssers
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: andre.buessers@ivoclarvivadent.com