

Telio is a comprehensive system solution for temporary restorations which addresses dentists, CAD/CAM users and dental technicians.

- **Telio CS** provides products for the fabrication of the entire variety of temporaries directly at the dental practice.
- **Telio CAD** are Resin blocks and discs for the efficient fabrication of temporary crowns, hybrid abutment crowns and bridges using the CAD/CAM technique.
- **Telio Lab** is a resin material for the fabrication of long-term temporaries in the cold technique.



Telio® CS Desensitizer is a solution to prevent and/or reduce dentinal hypersensitivity and post-operative sensitivity.

In general, Telio CS Desensitizer is suitable to condition and desensitize exposed or ground dentin surfaces (enamel may also be coated).



Telio® CS C&B is a self-curing composite material for the fabrication of high-quality temporary crowns, bridges, inlays, onlays, veneers and post-retained temporary crowns.




- **Telio® CS Link** is a dual-curing temporary composite cement for the esthetic cementation of temporary restorations (max. 6 weeks).



Telio® CS Inlay and **Telio® CS Onlay** are light-curing, single-component materials for the temporary restoration and do not require the use of a temporary cement.



Telio CAD
Telio CS
Telio LAB





DE Telio ist die umfassende Systemlösung für temporäre Versorgungen und richtet sich an Zahnärzte, CAD/CAM-Anwender und Zahntechniker.

- **Telio CS** bietet Produkte für die Herstellung der gesamten Vielfalt an Provisoren direkt beim Zahnarzt.
- **Telio CAD** sind Kunststoff-Blöcke und -scheiben für die effiziente Herstellung von provisorischen Kronen, Hybrid-Abutment-Kronen und Brücken mit der CAD/CAM Technik.
- **Telio Lab** ist ein Kunststoff zur Herstellung von Langzeitprovisoren in der Cold-Technik.

FR Telio est un système complet pour la réalisation de restaurations provisoires destiné aux chirurgiens-dentistes, aux utilisateurs de la CFAO et aux prothésistes dentaires.

- **Telio CS** est une gamme de produits permettant la fabrication de tous les types de restaurations provisoires sur place, au cabinet dentaire.
- **Telio CAD** comprend des blocs et disques en résine pour l'usinage à l'aide d'un système CAD/CAM de -couronnes, piliers implantaires anatomiques et bridges provisoires.
- **Telio Lab** est une résine polymérisable à froid pour la fabrication de restaurations provisoires durables.

IT Telio permette un'ampia soluzione per trattamenti provvisori orientata agli odontoiatri, utilizzatori di CAD/CAM ed odontotecnici.

- **Telio CS** offre prodotti (adatti) per la realizzazione dell'intera varietà di provvisori direttamente in studio dentistico.
- **Telio CAD** sono blocchetti e dischi in composito per la efficiente realizzazione di corone, corone abutment ibride e ponti provvisori con la tecnica CAD/CAM.
- **Telio Lab** è una resina per la realizzazione di provvisori a lungo termine con la tecnica a freddo (Cold).

ES Telio es un sistema completo de soluciones para realizar restauraciones provisionales dirigido a odontólogos, usuarios CAD/CAM y técnicos dentales.

- **Telio CS** ofrece una amplia gama de productos para la fabricación de provisionales directamente en la clínica dental.
- **Telio CAD** son bloques y discos de resina para la fabricación eficiente de coronas provisionales, coronas pilar híbridas y puentes, usando la tecnología CAD/CAM.
- **Telio Lab** es una resina para la fabricación de provisionales con la técnica de frío.

DE **Telio® CS Desensitizer** ist eine Lösung zur Vermeidung und Reduktion von Dentinüberempfindlichkeiten und postoperativen Sensibilitäten. Telio CS Desensitizer eignet sich generell zur Vorbehandlung und Desensibilisierung freiliegender oder beschliffener Dentinflächen (Schmelz kann ebenfalls bedeckt werden).

FR **Telio® CS Desensitizer** est une solution conçue pour prévenir et/ou réduire l'hypersensibilité dentinaire et la sensibilité post-opératoire. De manière générale, Telio CS Desensitizer est indiqué pour préparer et désensibiliser les surfaces dentinaires exposées ou meulées (l'émail peut également être recouvert).

IT **Telio® CS Desensitizer** è una soluzione per evitare e ridurre l'ipersensibilità dentinale e sensibilità post-operatoria. Telio CS Desensitizer è indicato in generale per il pretrattamento e la desensibilizzazione di superfici dentali scoperte o rifinite (anche lo smalto può essere coperto).

ES **Telio® CS Desensitizer** es una solución para prevenir y/o reducir la hipersensibilidad dentinal y la sensibilidad postoperatoria. En general, Telio CS Desensitizer está indicado para acondicionar y desensibilizar las superficies expuestas o talladas de la dentina (también puede aplicarse sobre el esmalte).



DE **Telio® CS C&B** ist ein selbsthärtendes temporäres Composite-material zur Herstellung von hochwertigen temporären Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Stiftprovisorien und Veneers.

FR **Telio® CS C&B** est un composite autopolymérisant pour la réalisation de grande qualité de couronnes, bridges, inlays, onlays provisoires, de restaurations avec tenons provisoires et de facettes.

IT **Telio® CS C&B** è un materiale composito provvisorio auto-indurente per la realizzazione di corone, ponti, inlay, onlay, perni e faccette provvisori e di elevata qualità.

ES **Telio® CS C&B** es un material de composite autopolimerizable para la fabricación de coronas, puentes, inlays, onlays, carillas y provisionales sobre postes provisionales de alta calidad.



DE **Telio® CS Link** ist ein dualhärtender temporärer Composite-zement zur ästhetischen Eingliederung provisorischer Restaurationen (max. 6 Wochen).

FR **Telio® CS Link** est une colle composite provisoire duale indiquée pour l'incorporation esthétique de restaurations provisoires (6 semaines maximum).

IT **Telio® CS Link** è un cemento composito per provvisori ad indurimento duale per la cementazione provvisoria di restauri (max. 6 settimane).

ES **Telio® CS Link** es un composite de cementación de polimerización dual para la colocación temporal estética de restauraciones provisionales (máx. 6 semanas).



DE **Telio® CS Inlay** und **Telio® CS Onlay** sind lichthärtende Einkomponentenmaterialien für die temporäre Versorgung ohne zusätzliche Verwendung eines provisorischen Zementes.

FR **Telio® CS Inlay** et **Telio® CS Onlay** sont des matériaux monocomposants pour la restauration provisoire sans adhésif provisoire.

IT **Telio® CS Inlay** e **Telio® CS Onlay** sono materiali monocomponenti per il trattamento provvisorio senza ulteriore utilizzo di un cemento provvisorio.

ES **Telio® CS Inlay** y **Telio® CS Onlay** son materiales monocomponentes para la restauración provisional que no requiere el uso de cementos provisionales.

