

Presseinformation für zahnmedizinische Fachmedien

Glanz aus der Dose

Gleichmässige Glasur mit dem IPS Empress Universal Glasurspray

Schaan, 19. Juni 2008 – **Zeit ist Geld – besonders bei der chairside Herstellung von keramischen Restaurationen. Aus diesem Grund bringt Ivoclar Vivadent einen Glasurspray auf den Markt, der schnell in der Handhabung ist und sich bestens für die Glasur von IPS Empress CAD Restaurationen eignet.**

Der gebrauchsfertige Glasurspray wird einfach und schnell auf charakterisierte, vollanatomische IPS Empress CAD Restaurationen aufgesprüht und im Keramikofen Programat CS gebrannt. Die Glasurmasse entspricht der Zusammensetzung des Pastenmaterials – neu ist nur die Art der Anwendung.

Ein weiterer Vorteil ist die gleichbleibende Konsistenz. Der Spray lässt sich in dünnen Schichten auf die Leuzitglaskeramik auftragen, die Oberflächenstrukturen bleiben erhalten und ein gleichmässiger Glanz entsteht.

Erhältlich ist der IPS Empress Universal Glaze Spray ab Juni 2008.

Für die Anwendung auf (blauen) IPS e.max CAD Restaurationen aus Lithium-Disilikat wurde speziell der IPS e.max CAD Crystal/Glaze Spray entwickelt.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 35 35
Fax.: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Bildlegenden:

(Produkt_IPS Empress Univ Glaze Spray.jpg)

Abb. 1: IPS Empress Universal Glasurspray

(Anwendung_IPS Empress Univ Glaze Spray.jpg)

Abb. 2: Einfache Anwendung des IPS Empress Universal Glasursprays

Medienkontakt:

Lorenzo Rigliaco
Public Relations Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
E-Mail: lorenzo.rigliaco@ivoclarvivadent.com