

Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423 235 3535  
Fax: +423/235 3633  
Direktwahl: +423/235 3503  
presse@ivoclarvivadent.com



Schaan, Oktober 2007

## Presseinformation

Ein neues Bissregistrierungsmaterial vom CAD/CAM Materialexperten  
**Virtual CADbite Registration – schnell, stark, scannbar**

Virtual CADbite ist das Bissregistrierungsmaterial des CAD|CAM Materialexperten Ivoclar Vivadent. Virtual CADbite Registration ist scannbar und kann für die optische Erfassung von Daten für die CAD/CAM/CIM Technologie z.B. mit dem CEREC System verwendet werden.

Es ist ein additionsvernetzendes Silikonmaterial, das aber auch für „konventionelle“ Bissregistrierungen im Rahmen der Herstellung von indirekten Restaurationen bestens geeignet ist.

Die hohe Endhärte von 32 Shore-D in Verbindung mit der idealen Bruchzähigkeit macht das Bissregistrat einfach beschneid- und fräsbar, und verhindert Verschiebungen bei der Lagefixierung der Modelle im Artikluator.

Die kurze Mundverweildauer von 45 Sekunden reduziert die Gefahr von Fehlern bei der Registrierung durch Kieferbewegungen des Patienten auf ein Minimum. Gleichzeitig bietet Virtual CADbite eine ausreichend lange Verarbeitungszeit zur Registrierung kompletter Kiefer.

Das frische Minzaroma von Virtual CADbite macht die Bissregistrierung für die Patienten zu einem angenehmen Erlebnis.

Virtual CADbite Registration ist ab Herbst 2007 im Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Tel.: +423 235 3535  
Fax.: +423 235 33 60  
e-mail: presse@ivoclarvivadent.com