

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423 235 3535
Fax: +423/235 3633
Direktwahl: +423/235 3595 oder 3687
presse@ivoclarvivadent.com



Schaan, Oktober 2007

Presseinformation

Systemlösungen von Ivoclar Vivadent

Harmony[®] 3 – Kompatibel mit SR Adoro und SR Link

Die Gusslegierung Harmony 3 wurde speziell für die Anwendung mit dem Verblendwerkstoff SR Adoro und dem Verbundsystem SR Link entwickelt. Diese Kombination ermöglicht einen sicheren und spaltfreien Verbund für eine ästhetische und langlebige Restauration.

In Zeiten eines sensiblen Goldmarktes sind Legierungen wie Harmony 3 die richtige Alternative. Durch den Goldanteil von 3.5% und die niedrige Dichte lassen sich verblendete und Vollguss-Restaurationen ökonomisch herstellen.

Das breite Indikationsspektrum bietet viele Möglichkeiten: Harmony[®] 3 kann für Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen, Teleskop- und Konuskronen, Wurzelstifte, sowie für kurz – und weitspannige Brücken verwendet werden. Die guten Giess- und Flieseigenschaften ermöglichen das sichere Ausfliessen und somit die Wiedergabe aller Details.

Die leichte und schnelle Bearbeitung der Legierungsoberfläche sowie die einfache Politur runden das Bild der Harmony[®] 3 Gusslegierung ab.

Bildtext: Harmony[®] 3 verblendet mit SR Adoro

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 3535
Fax.: +423 235 33 60
e-mail: presse@ivoclarvivadent.com